

LMActivator™

LM

feel the
difference

Miljoona hymyä löydetty
ja yhä lisää on tulossa.



Tutustu uuteen My LMActivatoriin™

Tunnettu ja kliinisesti toimivaksi osoitettu purenanohjain, jonka käytöstä varhaisen vaiheen oikomishoidossa on 20 vuoden kokemus – nyt saatavana uudistettuna tuotesarjana: tutustu LM-Dentalin™ My LM-Activator™ -purenanohjaimeen.

My LM-Activator™ on **esivalmistettu silikoninen purenanohjain** kasvaville, iloisille hymyille: se on helppokäyttöinen ja tukee hellävaraisesti kasvojen ja leuan tervettä ja luonnollista kasvua. Ihanteellinen aika hoitoon on ensimmäisessä vaihdunnassa, sillä tutkimusten mukaan maitohammasvaiheen purentavirheet pahenevat hampaiston kehittyessä. Varhaisella purentavirheiden korjaamisella voidaan vähentää lisähoidon tarvetta ja mahdollisesti jopa välttää se kokonaan.

Uutta My LM-Activator™ -tuotesarjaa, joka on kehitetty tiiviissä yhteistyössä oikomiseen erikoistuneiden hammaslääkärien kanssa, on **parannettu ominaisuuksiltaan ja mitoitukseltaan** käyttäjäystävällisyyden ja käyttömukavuuden takaamiseksi.

My LM-Activator™ on iso askel eteenpäin sitoumuksessamme tarjota korkealaatuisia oikomishoitoratkaisuja kasvaville potilaille.



UUTUUS!



Esittelyssä uudistettu silikoninen
My LM-Activator™ -purenanohjain
varhaisen vaiheen oikomishoitoon.

My LMActivator™


Mitä uutta siinä on?

Tutustu My LM-Activatorin™ uudistettuihin ominaisuuksiin




Virtaviivainen anatomia

My LM-Activatorin™ rakenne on virtaviivainen ja kevyt, mikä **parantaa istuvuutta ja käyttömukavuutta**. Se antaa enemmän tilaa kulmahampaille sekä yläkaaren ja leuan kehitykselle.



Harmonisoitu muotoilu ja koko

Harmonisoitu muotoilu kautta kokovalikoiman tekee potilaalle sopivan istuvuuden löytämisestä entistäkin helpompaa. Äärimmäisen **kiiltävä pinta** yhdistyy **erinomaiseen käyttömukavuuteen**, josta LM-Activator™ tunnetaan.



Optimoitu vertikaalinen ohjaus

Okklusaalipinnan uudistettu paksuusprofiili mahdollistaa vertikaalisen ohjauksen, mikä puolestaan mahdollistaa optimaalisten purennan kehittymisen hampaiden vaihtuessa.


Saumaton siirtymä nykyisille LM-Activator™-käyttäjille

My LM-Activator™ on kehitetty **tiivissä yhteistyössä nykyisten LM-Activator™-käyttäjien ja oikomishoidon asiantuntijoiden kanssa**, joilla on pitkä kliininen kokemus LM-Activatorin™ käytöstä. Kaikki muotoilu- ja ominaisuuksien parannukset perustuvat näiden asiantuntijoiden tarpeisiin ja oivalluksiin.

Koska hoitoperiaatteet pysyvät muuttumattomina, nykyiset LM-Activator™-käyttäjät voivat siirtyä saumattomasti My LM-Activatoriin™. Uusi tuotesarja sisältää kaikki vakiintuneet ja yleisimmin käytetyt mallit ja koot, mikä mahdollistaa LM-Activator™-tuotevalikoiman asteittaisen yksinkertaistamisen.

My LM-Activator™ -tuotesarja

My LM-Activator™ on uusi tuotesarja LM-Activator™-valikoimaan. Virtaviivainen ja kevyt muotoilu yhdistyvät tuotteen optimoituihin ominaisuuksiin ja morfologiaan, ja se jatkaa LM-Activatorin™ vakiintunutta käyttötapaa. My LM-Activator™ -koje tarjoaa sekä parannetun käyttömukavuuden että optimoidun istuvuuden. Yleisimmät mallit ja koot on helppo löytää potilaalle.



My LM-Activator™ Low Short



My LM-Activator™ Low Long



My LM-Activator™ High Short



My LM-Activator™ High Long

Koko	Koodi	Mallissa on lyhyempi molaariosa, kun toiset molaarit eivät ole vielä puhjenneet.
35	94435LS	Keltainen rasia.
40	94440LS	
45	94445LS	
50	94450LS	
55	94455LS	
60	94460LS	
65	94465LS	
70	94470LS	

Koko	Koodi	Mallissa on pidempi molaariosa, kun toiset molaarit ovat puhjenneet.
40	94440LL	Sininen rasia.
45	94445LL	
50	94450LL	
55	94455LL	
60	94460LL	
65	94465LL	

Koko	Koodi	Mallissa on lyhyempi molaariosa. High-malli on paksumpi toisten premolaarien ja molaarien alueella. Se on suunniteltu erityisesti skeletaalisen ja dentoalveolaarisen avopurennan hoitoon.
40	94440HS	Oranssi rasia.
45	94445HS	
50	94450HS	
55	94455HS	
60	94460HS	
65	94465HS	

Koko	Koodi	Mallissa on pidempi molaariosa. High-malli on paksumpi toisten premolaarien ja molaarien alueella. Se on suunniteltu erityisesti skeletaalisen ja dentoalveolaarisen avopurennan hoitoon.
45	94445HL	Vihreä rasia.
50	94450HL	
55	94455HL	
60	94460HL	

Lue lisää www.lm-activator.com/fi