

3M™ Filtek™ -yhdistelmämuovit

Täydellinen valikoima korjaavan hoidon ratkaisuja yksilöllisiin tarpeisiin.
3M on yksi maailman luotetuimmista yrityksistä, jolla on pitkät perinteet hammashoidon tuotteiden valmistuksesta. 3M™ Filtek™ -yhdistelmämuoveja on käytetty yli kahden miljardin restauraation tekemiseen maailmanlaajuisesti. Hammashoidon yhdistelmämuoveja sisältävästä Filtek-tuoteperheestä voit valita juuri oikean vaihtoehdon kaikkiin klinisiin tarpeisiin. Valikoimassa on esteettisesti miellyttäviä ja erittäin helppokäyttöisiä vaihtoehtoja.

		Esteettisyys ja monipuolisuus		Esteettisyys ja yksinkertaisuus		Tehokkuus ja yksinkertaisuus	
Ominaisuudet		3M™ Filtek™ Supreme XTE -yhdistelmämuovi	3M™ Filtek™ Supreme Flowable -yhdistelmämuovi	3M™ Filtek™ Easy Match -yhdistelmämuovi	3M™ Filtek™ Universal -yhdistelmämuovi	3M™ Filtek™ One Bulk Fill -yhdistelmämuovi	3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable -yhdistelmämuovi
	Tärkeimmät edut	- Esteettinen lopputulos ja luonnollisen näköinen fluoresenssi - Erinomainen kestävyys sekä etu- että taka-alueen täytteissä	- Ei juurikaan ilmakuplia eikä materiaalin valumista - Ergonominen muotoilu - Annostelukärjen koko valittavissa (20 G, 27 G)	- Nopea, helppo ja intuitiivinen sävyn valinta opaakkisuudesta tinkimättä - Yksinkertaiset yhden sävyn restauraatiot - Luonnollinen opaakkisuus	- Estettinen lopputulos universaalin opaakkisuuden ansioista - Pinkki opaakkeri tummien alueiden peittämiseen - Vähäinen kutistumisjännite	- Parannettu opaakkisuus esteettisempään lopputulosta varten - Yksivaiheinen annostelu 5 mm:n kerrospaksuuteen saakka	- Ei juurikaan ilmakuplia eikä materiaalin valumista - Yksivaiheinen annostelu 4 mm:n kerrospaksuuteen saakka - Ergonominen muotoilu
	Sävyn määrä	36 (Dentin, Body, Enamel, Translucent)	12	3	8 (sekä Extra White ja pinkki opaakkeri)	5	4
	AITO-nanoteknologia	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei
	Käsittely	Napakka	Juokseva koostumus	Napakka	Pehmeä	Muotoiltava	Juokseva koostumus
	Kiillon säilyvyys	Erinomainen					—*
	Kulumiskestävyys	Erinomainen					—*
	Turvallinen yhdistelmämuovin lämmitykseen ja ruiskumuottitekniikkaan ^{1,2}	Kapselit	Ruiskut ja kapselit	Kapselit	Kapselit	Kapselit	Ruiskut ja kapselit
							

¹ Lämmitä kapselit enintään 70 °C (158 °F) enintään tunnin ajan. ² Lämmitä Flow-muovin ruiskut enintään 70 °C (158 °F) enintään 1 tunti, jopa 25 kertaa. ³ 3M:n sisäinen tutkimus.
* Filtek Bulk Fill Flow -materiaali edellyttää vähintään 2mm:n kerroksen yleisyhdistelmämuovia tai taka-alueen yhdistelmämuovia purupinnalle.

Solventum Dental Solutions
Keilaniementie 1
02150 Espoo
3M.fi/dental

3M Health Care on nyt Solventum

Täydellinen luettelo indikaatioista löytyy tuotteen käyttöohjeissa.

© Solventum 2024. Solventum, S-logo ja Filtek ovat Solventumin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. 3M ja 3M-logo ovat 3M:n tavaramerkkejä.