

The background of the page is filled with various abstract, hand-drawn green lines of different thicknesses. These lines form organic, flowing shapes that resemble leaves, petals, or stylized architectural elements. The lines are scattered across the page, creating a sense of movement and natural growth.

ORBIS)))

TUOTELUETTELO

Plandent



Tervetuloa Plandentin Orbis™-maailmaan!

Orbis™ jo 20 vuotta Suomessa

Orbis™ on ollut osa hammaslaboratorioiden tuotevalikoimia jo vuodesta 2003 lähtien. Ensimmäisten tuotteiden joukkoon valikoituneet kipsit ovat yksi esimerkki sarjan luottotuotteista. Hammashoidon perustuotteiden lanseeraukset aloitettiin keväällä 2010.

Orbis kasvaa ja uudistuu

Kehitämme valikoimaa jatkuvasti ja systemaattisesti, ja tuotemerkki kattaakin laajasti vastaanottojen ja hammaslaboratorioiden perustarpeet. Nyt Orbis-tuotteita on jo yli 1 000!

Ole mukana kehittämässä Orbista antamalla palautetta ja esittämällä toiveitasi

Valitsemme Orbis-toimittajamme erittäin tiukoilla kriteereillä. Olemme kiitollisia kaikesta saamastamme asiakaspalautteesta, jonka ansiosta voimme seurata, kuinka hyvin onnistumme tavoitteissamme. Aktiivisen ja avoimen vuoropuhelun avulla Orbis voi mukautua juuri sinun tarpeisiisi sopivaksi. Saamamme palaute on tärkeä osa tuotemerkin kehittämistä.

Onko sinulla toiveita väreihin tai muihin ominaisuuksiin liittyen? Laita toiveesi Plandentin nettisivuilta löytyvän palautekanavan kautta.

Orbis on kannattava ostos

Laadukkaat, luotettavat ja edulliset tuotteet tuovat selvää lisäarvoa vastaanoton päivittäiseen tarveainekulutukseen. Kun valitset Orbiksen, voit olla varma, että maksat edullisen markkinahinnan. Kaikille hammashoidon ammattilaisille soveltuvan tuotesarjan hinta-laatusuhde on ainutlaatuinen. Orbis on kannattava ostos!

Löydä Orbis verkkokaupasta

Kokonaisuudessaan Plandent Oy:n tuotevalikoimaan sisältyy noin 50 000 tarveaine- ja tarvikenumikettä. Koko valikoima on helposti nähtävissä ja tilattavissa verkkokaupassamme osoitteessa plandent.fi.

Olemme pyrkineet helpottamaan Orbis-tuotteiden tilausta merkitsemällä ne aina vihreisiin kehyksiin. Huomaathan, että Orbis löytyy yhä useammin myös *Vaihtoehtoinen tuote* -linkin takaa.

Poimi ostoskoriisi edullisia Orbis-vaihtoehtoja! Omilla valinnoillasi vaikutat ostoskorin hintaan. Otathan hintavertailussa huomioon myös Orbis-kampanjat.

Ota Orbis™ omaksesi!

SISÄLTÖ

4	Paikkaus
12	Kiillotus ja viimeistely
14	Juurihoito
22	Protetiikka
27	Kertakäyttöt tuotteet
36	Puhdistus- ja desinfektioaineet
44	Profylaksia ja kotihoidon tuotteet
49	Instrumentit
56	Tekniset materiaalit ja tarvikkeet



Plandentin
palautekanava



Orbis™-kampanjat
ja -tuoteuutuudet



Orbis™-tuotevalikoima

Luettelon merkinnät ohjeellisia. Tutustu aina pakkauksen mukana tulleisiin käyttöohjeisiin ja merkintöihin.

Emme vastaa mahdollisista painovirheistä tuotetiedoissa. Tuotekuvat eivät aina vastaa tarkasti tuotteiden todellista ulkonäköä.

PAIKKAUS

Eristysaineet

Cavity Liner LC

Orbis Cavity Liner LC on valokovetteinen, röntgenopaakki ja yksikomponenttinen kalsiumhydroksidia sisältävä materiaali. Käytä epäsuoraan pulpan kattamiseen sekä kaviteetin alustytteeksi kaikkien täyteaineiden alle.

Cavity Liner LC eristysaine **MD149995** 2 x 2 ml

ResinoCal LC

Orbis ResinoCal LC on valokovetteinen resiniyhdistelmälineri pulpan suoraan ja epäsuoraan kattamiseen. Sisältää MTA-fillereitä, vapauttaa kalsiumia ja muodostaa tertiäridentiiniä. Korkean pH-arvonsa (12) ansiosta liner on bakterisidinen ja vähentää preparoinnin jälkeistä sensitiivisyyttä. Radio-opaakkinen. Ruisku 1 g. Käytettävä 6 kuukauden kuluttua avaamisesta.

LC ResinoCal eristysaine **MD172404** 4 x 1 g

CE 0482 MD

Sidosaineet

ORBI-Bond Universal DC-Activator

ORBI-Bond Universal DC-Activator on Dual Core -aktivaattori, jota käytetään yhdessä Orbis ORBI-Bond Universal -sidosaineen kanssa. Muodostaa sidosaineen kanssa kemialliskovetteisen adhesiivin, jota voidaan käyttää kemiallis- tai dualkovetteisten yhdistelmämuovityytteiden tai -pilarimateriaalien kanssa mm. juurikanavanastojen sidostamiseen tai pilareihin.

ORBI-Bond Universal DC-Activator **M125804** 1 x 2 ml

CE 0482 MD



Mukana 20 kpl annostelukärkiä

CE 0482 MD



ORBI-Bond Universal

ORBI-Bond Universal on itse-etsaava universaali valokovetteinen sidosaine kaikkeen sidostukseen. Sopii myös selektiiviseen etsaukseen tai total-etch-tekniikan sidosaineeksi. Soveltuu hyvin laaja-alaiseen käyttöön vastaanotolla, kuten suoriin ja epäsuoriin restaurointiin valokovetteisen muovin kanssa, herkkien hammaskaulojen käsittelyyn, suojalakaksi lasi-ionomeeritäytteisiin, kaviteettien ja pilareiden pinnoittamiseen ennen väliaikaisia täytteitä sekä keraamisten restauroitioiden korjaamiseen ilman erillistä esikäsittelyainetta. Käyttö: applikoi hieman kostealle dentiinille 20 sekuntia, puustaa 5 sekuntia, valokoveta 10 sekuntia. Tutustu huolellisesti käyttöohjeeseen. Saatavana myös ORBI-Bond Universal DC -aktivaattori, jolla sidosaineesta saadaan kemialliskovetteinen adhesiivi käytettäväksi kemiallis- tai dualkovetteisten yhdistelmämuovityytteiden tai -pilarimateriaalien kanssa mm. juurikanavanastojen sidostamiseen tai pilareihin.

ORBI-Bond Universal **M125803** 1 x 5 ml

CE 0482 MD



Sekoituskuppilevy s. 29

ORBI-Bond SE One

CE 0482 MD

ORBI-Bond SE One on itse-etsaava valokovetteinen yksikomponenttinen sidosaine kiilteen ja dentiinin sidostukseen. Sopii kaikille valokovetteisille yhdistelmämuovimateriaaleille. ORBI-Bond SE One on liuotinvapaa, mikä tekee tuotteesta tasalaatuisen viimeiseen tippaan asti. Applikoi sopiva määrä kostealle dentiini- ja/tai kiillepinnalle 30 s koko ajan harjaten, puustaa kevyesti n. 10 s ja valokoveta 20 s. Tutustu käyttöohjeeseen ennen käyttöä.

ORBI-Bond SE One **MD169352** 1 x 5 ml

ORBI-Bond TE

CE 0482 MD

ORBI-Bond TE on etanolipohjainen yhden pullon sidosaine total-etch-työskentelyyn. Asetoniton, etanolipohjainen ja hydrofiilinen.

ORBI-Bond TE, acetone free **MD120569** 1 x 5 ml



CE 0297 MD



CE 0482 MD



ORBI-FlowX-vientikärjet löydät s. 9



CE 0482 MD

Yhdistelmämuovit

ORBI-BulkFill

ORBI-BulkFill on valokovetteinen juokseva radio-opaakki yhdistelmämuovi I- ja II-luokan täytteisiin ns. "bulk fill" -tekniikkaan. Maks. 4 mm kerrokset. Luokan I täytteet voidaan jättää puretaan. Tuotteessa universaali dentiiniin sävy. Bis-GMA-vapaa, 100% biohyhteensopiva materiaali. Fillereitä 77 paino-%, 57 tilavuus-%. Tutustu käyttöohjeeseen.

ORBI-BulkFill kapselit	M121458	20 x 0,25 g
ORBI-BulkFill ruisku	M121457	1 x 2 g

ORBI-HiFil supremeX

ORBI-HiFil supreme X on valokovetteinen nanohybridiyhdistelmämuovi, joka soveltuu kaikkiin kaviteetteihin. Hyvät käsittelyominaisuudet ja konsistenssi. Perustana BIS-GMA-resiini ja fillerit, joiden koko 0,05–3 µm. Fillerin osuus on 80 %, tilavuudesta 69 %.

A1 PLT	M120212	20 x 0,3 g
A2 PLT	M120218	20 x 0,3 g
A3 PLT	M120217	20 x 0,3 g
A3,5 PLT	M120216	20 x 0,3 g
B2 PLT	M120215	20 x 0,3 g
C3 PLT	M120213	20 x 0,3 g

ORBI-FlowX

ORBI-FlowX on näkyvällä valolla kovetettava hyvin juokseva mikrohybridikomposiitti, joka on tarkoitettu etualueen sekä rajoitetusti taka-alueen täytteisiin. Perustuu metakrylaattiresiiniin sekä 0,05–1 µm kokosiin epäorgaanisiin fillerihukkasiin. Fillerimäärä on 62 % ja fillerivolyyymi 47 %. Tutustu käyttöohjeeseen.

A1 ruisku	M120243	2 x 2 g
A2 ruisku	M120244	2 x 2 g
A3 ruisku	M120245	2 x 2 g
A3,5 ruisku	M120246	2 x 2 g

Matriisit

Sektorimatriisi rengas

Orbis-sektorimatriisijärjestelmän renkaat. Metalliosa nikkelititaania, muoviosa polyamidia. Voidaan laittaa desinfectoriin tai ultraäänipesulaitteeseen (ultraäänipesulaitteen desinfectioaine tulee olla entsyymattinen). Desinfectoinnin jälkeen tuote voidaan autoklavoida. Renkaiden asettamiseen suosittelemme esim. tuotetta 62198 Matriisi Danville rengaspihti jousella Plus.



Narrow harmaa	MD150155	1 x 2 kpl
Universal musta	MD150154	1 x 2 kpl
Universal ja narrow	MD150283	2 x 1 kpl

Sektorimatriisi refill

Orbis-sektorimatriisijärjestelmän matriisi takaa kontaktin muodostumisen oikeaan paikkaan ja on helppo laittaa paikoilleen kapeaankin hammasväliin.



4,5 mm premolar	MD150150	1 x 100 kpl
5,5 mm molar	MD150151	1 x 100 kpl
6,5 mm molar	MD150152	1 x 100 kpl

Sektorimatriisi kiila

Muovikiilat Orbis-sektorimatriisijärjestelmään. Kiilaavat matriisin hyvin hampaan pintaan ja estävät tehokkaasti ylimäärien synnyn.



Small keltainen	MD150147	1 x 100 kpl
Medium sininen	MD150148	1 x 100 kpl
Large oranssi	MD150149	1 x 100 kpl

Muotoillut metallimatriisit

CE MD

0,045 mm



molaari 2-lippaa	MD121945	1 x 50 kpl
molaari 1-lippa m/d, d/m	MD121946	1 x 50 kpl
molaari 1-lippa d/m, m/d	MD121947	1 x 50 kpl
premolaari 2-lippaa	MD121948	1 x 50 kpl
premolaari 1-lippa m/d, d/m	MD121949	1 x 50 kpl
premolaari 1-lippa d/m, m/d	MD121950	1 x 50 kpl

0,038 mm



matriisi Tofflemier muotoiltu	MD127062	1 x 50 kpl
-------------------------------	-----------------	------------

Ohuet 0,037 mm



nro 1 premolaari suora	60175	1 x 100 kpl
nro 2 premolaari 1-lippa	60176	1 x 100 kpl
nro 6 premolaari 2-lippa	60177	1 x 100 kpl
nro 3 molaari suora	60178	1 x 100 kpl
nro 4 molaari 1-lippa	60179	1 x 100 kpl
nro 5 molaari 2-lippa	60180	1 x 100 kpl

Erittäin ohuet 0,030 mm



nro 1 premolaari suora	60169	1 x 100 kpl
nro 2 premolaari 1-lippa	60170	1 x 100 kpl
nro 6 premolaari 2-lippa	60174	1 x 100 kpl
nro 3 molaari suora	60171	1 x 100 kpl
nro 4 molaari 1-lippa	60172	1 x 100 kpl
nro 5 molaari 2-lippa	60173	1 x 100 kpl



Muut paikkaustarvikkeet

Selluloidisuikale

Ohut, suora selluloidisuikale. Pituus 12 cm, korkeus 8 mm, paksuus 0,05 mm.

Selluloidisuikale suora 8 mm	72119	1 x 1000 kpl
------------------------------	-------	--------------

CE MD



Puukiilat

CE MD

nro 10 oranssi	67135	1 x 1000 kpl
nro 20 valkoinen	67136	1 x 1000 kpl
nro 30 vihreä	67137	1 x 1000 kpl
nro 40 keltainen	67138	1 x 1000 kpl



CE MD

Kofferdamkumit

Lateksiset kofferdamkumit

tumma heavy rulla	16232	1 x 2,25 m
tumma medium rulla	16231	1 x 4,5 m
vaalea medium rulla latex	16230	1 x 4,5 m
tumma ohut rulla latex	16229	1 x 4,5 m
vaalea ohut rulla latex	16228	1 x 4,5 m
15 x 15 cm, vihreä medium latex	60745	1 x 36 kpl

Synteettiset kofferdamkumit

Kofferdamkumi 15 x 15 cm, sininen synteettinen	MD149989	1 x 20 kpl
--	----------	------------

Pilarin rakennus

Core Build-Up DC

Orbis Core Build-Up DC on kaksoiskovetteinen, erittäin röntgenopaakki ja juokseva komposiitti pilarin rakentamiseen. Saatavana kaksi värisävyä: dentiiniin sävy esteettisiin tarpeisiin mm. keraamisten töiden alle tai läpikuultavien yhdistelmämuovitäytteiden kanssa, ja white eli valkoinen, joka mahdollistaa selvät näkyvät hiontarajat ja sopii myös esteettisyyttä vaativiin töihin. Sopii adhesiiviksi pilarin rakentamiseen niin eläviin kuin juurihoidettuihin hampaisiin sekä kuituvahvisteisten resiniinastojen kiinnittämiseen. Kaikki ruiskut toimitetaan yhdessä irrotettavan männän kanssa. Mäntä voidaan vetää ruiskusta ulos ja vaihtaa uuteen ilman materiaalihukkaa. Ruiskun korkit voidaan jättää paikoilleen materiaalin ristikontaminoitumisen välttämiseksi ruiskussa. Työskentelyaika n. 2 min, kovettumisaika ilman valoa n. 5 min. Valokovetettaessa lisää materiaalia 2 mm kerroksissa ja valokoveta jokaista kerrosta 40 s.



Pakkauksissa mukana sekoitus- ja intraoraalikärjet. Lisää kärkiä löydät s. 25

Automix

Dentin	M125805	1 x 10 g
White	M125806	1 x 10 g

Patruuna

Dentin	M125812	1 x 50 g
White	M125813	1 x 50 g



CE 0482 MD

Applikointiin

Vientikärjet neulalla

CE MD

19G musta	M123889	1 x 100 kpl
20G vaaleansininen	M123886	1 x 100 kpl
20G musta	M123887	1 x 100 kpl
Flow 23G musta	M123885	1 x 100 kpl
13 mm 25G vaaleansininen	M123883	1 x 100 kpl



Harjatikku

CE MD

Soveltuu esim. sidosaineen applikointiin. Kestää asetonia. Pakkaus sisältää neljä kannellista laatikkoa ja sopii myös telineeseen.

MicroBrush Fine 1,5 mm	67051	4 x 100 kpl
MicroBrush Regular 1,9 mm	67050	4 x 100 kpl



Siveltimet

CE MD

Siveltimen varsi	M125752	1 x 5 kpl
------------------	---------	-----------

Siveltimen kärjet

CE MD

pieni

musta, valkoinen kanta	MD115214	1 x 100 kpl
musta, punainen kanta	72197	1 x 100 kpl
valkoinen, punainen kanta	72198	1 x 100 kpl
valkoinen, valkoinen kanta	72199	1 x 100 kpl

iso

musta, valkoinen kanta	MD115213	1 x 100 kpl
------------------------	----------	-------------



Kapseliannostelija

CE MD

Sopii esimerkiksi lasi-ionomeeri- ja MTA-kapseleille.

Kapseliannostelija jauhe-neste kapseleille	M125256	1 x 1 kpl
--	---------	-----------


Superlonpala

CE MD

Nestemäisten ja tahnamaisten valmisteiden vientiin. Halkaisija 4 mm, purkissa 3000 kpl.

Superlonpala Nr. 1 4 mm	72152	1 x 3000 kpl
-------------------------	-------	--------------





Polymerointiin

Valosuojat

Valosuojaja polymerointiin levy	67510	1 x 1 kpl
---------------------------------	-------	-----------

Sekoituslehtiöt

Vahattu

4 x 5 cm	10526	1 x 75 kpl
6,4 x 6,4 cm	60872	10 x 50 kpl
7 x 9,5 cm	R299149	1 x 50 kpl

Kirkas

7 x 8 cm	72305	1 x 100 kpl
----------	-------	-------------

Turbiinikiinnitteiset timantit

CE 0483 MD



Preparointitimantit, FG-kiinnitteiset

C 368/023 pullea liekki 5 mm	MD165268	1 x 5 kpl
M 835/008 FG fissaure tasapää	MD114906	1 x 5 kpl
M 835/010 FG fissaure tasapää	MD114907	1 x 5 kpl
M 835/012 FG fissaure tasapää	MD114908	1 x 5 kpl
M 835/014 FG fissaure tasapää	MD114909	1 x 5 kpl
M 836/012 FG fissaure tasapää	MD114910	1 x 5 kpl
M 836/014 FG fissaure tasapää	MD114911	1 x 5 kpl
M 837/012 FG fissaure tasapää	MD114912	1 x 5 kpl
M 838/010 FG fissaure pyöristetty 4 mm	MD114913	1 x 5 kpl
M 801/009 FG pallo	MD114900	1 x 5 kpl
M 801/010 FG pallo	MD114901	1 x 5 kpl
M 801/012 FG pallo	MD114902	1 x 5 kpl
M 801/014 FG pallo	MD114903	1 x 5 kpl
M 801/016 FG pallo	MD114904	1 x 5 kpl
M 801/018 FG pallo	MD114905	1 x 5 kpl
M 801/022 FG pallo	MD114927	1 x 5 kpl
M 801/032 FG pallo	MD114928	1 x 5 kpl
M 838/010 FG fissaure pyöristetty	MD114913	1 x 5 kpl
M 838/012 FG fissaure pyöristetty	MD114914	1 x 5 kpl
M 838/014 FG fissaure pyöristetty	MD114915	1 x 5 kpl
M 838/016 FG fissaure pyöristetty	MD114916	1 x 5 kpl
M 881/014 FG fissaure pyöristetty	MD165245	1 x 5 kpl

Hiontatimantit, FG-kiinnitteiset

M 830/018 FG liekki pullea	MD114918	1 x 5 kpl
M 830/023 FG liekki pullea 5 mm	MD114937	1 x 5 kpl
M 833/023 FG muna 4,2 mm	MD114926	1 x 5 kpl
M 862/012 FG liekki 8 mm	MD114917	1 x 5 kpl

C 862/012 FG liekki 8 mm	MD165258	1 x 5 kpl
C 862/016 FG liekki 8 mm	MD165259	1 x 5 kpl
SC 862/012 FG liekki 8 mm	MD165260	1 x 5 kpl
M 863/018 FG liekki 10 mm	MD165262	1 x 5 kpl
C 863/012 FG liekki 10 mm	MD165261	1 x 5 kpl
C 835/010 FG fissaure tasapää	MD165234	1 x 5 kpl
C 835/012 FG fissaure tasapää	MD165235	1 x 5 kpl
C 835/014 FG fissaure tasapää	MD165236	1 x 5 kpl
M 830/010 FG päärynä 2,8 mm	MD165264	1 x 5 kpl
M 830/012 FG päärynä 2,7 mm	MD165265	1 x 5 kpl
M 830/014 FG päärynä 2,5 mm	MD165266	1 x 5 kpl
M 830/016 FG päärynä 2,5 mm	MD165267	1 x 5 kpl
C 881/016 FG fissaure pyöristetty 8 mm	MD165246	1 x 5 kpl
F 879/014 FG kapeneva olkapää	MD114925	1 x 5 kpl
M 878/012 FG torpedo 8 mm	MD165237	1 x 5 kpl
M 886/016 FG sylinteri viisto 10 mm	MD165247	1 x 5 kpl
C 878K/014 FG kapeneva olkapää 8 mm	MD165240	1 x 5 kpl
M 878K/014 FG kapeneva torpedo 8 mm	MD165238	1 x 5 kpl
M 878K/016 FG kapeneva torpedo 8 mm	MD165239	1 x 5 kpl
C 878K/016 FG kapeneva torpedo 8 mm	MD165241	1 x 5 kpl
C 878K/018 FG kapeneva torpedo 8 mm	MD165244	1 x 5 kpl

Samenttitimantit, FG-kiinnitteiset



F 830/018 FG liekki pullea 5 mm	MD114920	1 x 5 kpl
F 368/023 FG liekki pullea 5 mm	MD114948	1 x 5 kpl
F 833/023 FG muna 4,2 mm	MD114924	1 x 5 kpl
F 862/012 FG liekki	MD114919	1 x 5 kpl
SF 862/012 FG liekki	MD165263	1 x 5 kpl
F 801/014 FG pallo	MD114921	1 x 5 kpl
F 801/016 FG pallo	MD114922	1 x 5 kpl
F 801/018 FG pallo	MD114923	1 x 5 kpl
F 801/022 FG pallo	MD114929	1 x 5 kpl
F 801/032 FG pallo	MD114930	1 x 5 kpl

Zekrya-porat

Zekrya, FG-kiinnitteinen

Turbiinikiinnitteinen pora hampaiden halkaisemiseen tai kruunun katkaisemiseen.

Zekrya pora FG 23 mm	MD127274	1 x 5 kpl
Zekrya pora FG 28 mm	MD127275	1 x 5 kpl

Poratelineet

Autoklavoitava alumiininen porateline.

Porateline (9 x W, 18 x FG)	MD173401	1 x 1 kpl
-----------------------------	----------	-----------

CE MD



KIILLOTUS JA VIIMEISTELY

Kiillotuskärjet

Muoville

Kaksivaiheinen sarja kiillotukseen. Keltainen kärki muotoilee ja tasoittaa, sininen kärki antaa hyvän kiillon.

CE 0123 MD



Minipoint medium keltainen	MD125943	1 x 50 kpl
Kuppi medium keltainen	MD125944	1 x 50 kpl
Liekki medium keltainen	MD125945	1 x 50 kpl
Minipoint fine sininen	MD125946	1 x 50 kpl
Kuppi fine sininen	MD125947	1 x 50 kpl
Liekki fine sininen	MD125948	1 x 50 kpl

Keramialle

Kaksivaiheinen sarja keramian, kuten prässikeramian, zirkonian ja alumiinioksidin, kiillotukseen. Sisältää timanttirouhetta, joka takaa kärkien hyvän kestävyuden ja edesauttaa loppukiillotusta.

CE 0123 MD



Minipoint medium punainen	MD125955	1 x 25 kpl
Kuppi medium punainen	MD125956	1 x 25 kpl
Liekki medium punainen	MD125957	1 x 25 kpl
Minipoint fine roosa	MD125958	1 x 25 kpl
Kuppi fine roosa	MD125959	1 x 25 kpl
Liekki fine roosa	MD125960	1 x 25 kpl

Spiral-kiillotuskärjet

Muoville

Spiraalin muotoinen kiillotuslaikka muoville. Suositusnopeus 10 000–12 000 rpm. Sopii muotoilunsa ansiosta kaikenmuotoisille kiillotettaville pinoille. Käytetään kostealle pinnalle, mutta ei tarvitse vesijäähdytystä kulmakappaleesta, vaan esim. kosteus monitoimiruiskusta riittää.

CE 0483 MD



Fine harmaa muoville	MD149811	1 x 10 kpl
Medium roosa muoville	MD149812	1 x 10 kpl


Keramialle

Spiraalin muotoinen kiillotuslaikka keramialle. Suositusnopeus 10 000–12 000 rpm. Käytetään kostealle pinnalle, mutta ei tarvitse vesijäähdytystä kulmakappaleesta, vaan esim. kosteus monitoimiruiskusta riittää.

CE 0483 MD



Fine harmaa keramialle	MD149813	1 x 10 kpl
Medium roosa keramialle	MD149814	1 x 10 kpl
Coarse sininen keramialle	MD149815	1 x 10 kpl



Hiontakiekot

Pienet hiontakiekot

Joustava ja erittäin ohut muovinen hiontakieppo muovin, posliinin ja metallin viimeistelyyn.

10 mm Extra fine keltainen	MD125351	1 x 100 kpl
10 mm Fine vaalea oranssi	MD125350	1 x 100 kpl
10 mm Medium oranssi	MD125349	1 x 100 kpl
10 mm Coarse tumma oranssi	MD125348	1 x 100 kpl

Isot hiontakiekot

14 mm Extra fine keltainen	MD125355	1 x 100 kpl
14 mm Fine vaalea oranssi	MD125354	1 x 100 kpl
14 mm Medium oranssi	MD125353	1 x 100 kpl
14 mm Coarse tumma oranssi	MD125352	1 x 100 kpl

Kehränvarsi

Kehränvarsi Pop-On-kiekoille. Kulmakappalekiinnitys.

MD169334	MD169334	1 x 3 kpl
----------	-----------------	-----------

Hiontanauhat

Perforoidut timanttihiointasuikaleet

Rei'itetyt timanttihiointanauhat muotoiluun ja viimeistelyyn.


Extra fine keltainen – leveys 2,5 mm	MD123084	1 x 10 kpl
Extra fine keltainen – leveys 3,75 mm	MD123085	1 x 10 kpl
Fine punainen – leveys 2,5 mm	MD117460	1 x 10 kpl
Fine punainen – leveys 3,75 mm	MD117462	1 x 10 kpl
Medium sininen – leveys 2,5 mm	MD117459	1 x 10 kpl
Medium sininen – leveys 3,75 mm	MD117461	1 x 10 kpl

Perforoidut timanttihiointanauharullat

Sopii plakin ja hammaskiven poistoon hammaskäsitelystä. Ideaalinen hienodepuraatioon ja hampaan pinnan viimeistelyyn.

Hiontasuikale perforoitu fine	MD173469	1 x 2 m
Hiontasuikale perforoitu coarse	MD173468	1 x 2 m
Hiontasuikale osittain perforoitu fine	MD173467	1 x 2 m
Hiontasuikale osittain perforoitu coarse	MD173466	1 x 2 m

CE MD



CE MD



Koneelliset juurihoitoneulat

CE 0197 MD

Golden One steriili

Orbis Golden One -juurihoitojärjestelmässä käytetään vain yhtä kertakäyttöistä viilaa juurikanavan muotoiluun yksinkertaisen ja helpon työnkulun sekä entistä nopeamman juurihoidon takaamiseksi. Kertakäyttöinen juurihoitoneula vähentää infektioiden ja ristikontaminaation riskejä. Yksi viila riittää useimmiten juurikanavan lopulliseen avaamiseen. Orbis Golden One -juurihoitosarjaa käytetään resiprokatiivisessa käsikappaleessa Wave One -ohjelmoinnilla.

keltainen small 20.07 21 mm	MD167015	6 x 1 kpl
keltainen small 20.07 25 mm	MD167016	6 x 1 kpl
keltainen small 20.07 31 mm	MD167017	6 x 1 kpl
punainen primary 25.07 21 mm	MD167018	6 x 1 kpl
punainen primary 25.07 25 mm	MD167019	6 x 1 kpl
punainen primary 25.07 31 mm	MD167020	6 x 1 kpl
vihreä medium 35.06 21 mm	MD167021	6 x 1 kpl
vihreä medium 35.06 25 mm	MD167022	6 x 1 kpl
vihreä medium 35.06 31 mm	MD167023	6 x 1 kpl
valkoinen large 45.05 21 mm	MD167027	6 x 1 kpl
valkoinen large 45.05 25 mm	MD167028	6 x 1 kpl
valkoinen large 45.05 31 mm	MD167029	6 x 1 kpl

Golden Glider steriili

Steriili kertakäyttöinen liukupolkuneula. Orbis Golden Glider -neulat täydentävät Orbis Golden One -juurihoitosarjaa. Käytetään resiprokatiivisessa käsikappaleessa Wave One -ohjelmoinnilla. Vain resiprokatiiviseen työskentelyyn.

21 mm	MD172019	6 x 1 kpl
25 mm	MD172020	6 x 1 kpl
31 mm	MD172021	6 x 1 kpl

Golden One paperinasta steriili

primary	MD167008	20 x 5 kpl
small	MD167007	20 x 5 kpl
medium	MD167009	20 x 5 kpl
large	MD167010	20 x 5 kpl



CE 0197 MD




CE 0197 MD

CE 0197 MD

Golden Taper steriili

Orbis Golden Taper -juurihoitoneulat ovat sarja tehokkaita ja turvallisia progressivisia neuloja. Neula koskettaa juurikanavaa yhtäaikaaisesti vain lyhyeltä osuudelta. Kolmikulmainen halkaisija vähentää kitkaa neulan kärjen ja dentiinin välillä. Kärki ei ole leikkaava, mikä puolestaan vähentää perforaatoriskia. Lämpökäsitellyt juurihoitoneulat ovat myös taipuisia. Käytetään esim. samassa ohjelmassa kuten Protaper Gold -neuloja, n. 250–350 rpm.



19 mm SX kultainen	MD171881	6 x 1 kpl
21 mm F1 keltainen	MD171888	6 x 1 kpl
21 mm F2 punainen	MD171889	6 x 1 kpl
21 mm F3 sininen	MD171890	6 x 1 kpl
21 mm F4 musta	MD171891	6 x 1 kpl
21 mm F5 keltainen	MD171892	6 x 1 kpl
21 mm S1 violetti	MD171882	6 x 1 kpl
21 mm S2 valkoinen	MD171883	6 x 1 kpl
21 mm SX-F3 lajitelma	MD171878	6 x 1 kpl
25 mm F1 keltainen	MD171893	6 x 1 kpl
25 mm F2 punainen	MD171894	6 x 1 kpl
25 mm F3 sininen	MD171895	6 x 1 kpl
25 mm F4 musta	MD171896	6 x 1 kpl
25 mm F5 keltainen	MD171897	6 x 1 kpl
25 mm S1 violetti	MD171884	6 x 1 kpl
25 mm S2 valkoinen	MD171885	6 x 1 kpl
25 mm SX-F3 lajitelma	MD171879	6 x 1 kpl
31 mm F1 keltainen	MD171899	6 x 1 kpl
31 mm F2 punainen	MD171900	6 x 1 kpl
31 mm F3 sininen	MD171901	6 x 1 kpl
31 mm F4 musta	MD171902	6 x 1 kpl
31 mm F5 keltainen	MD171903	6 x 1 kpl
31 mm S1 violetti	MD171886	6 x 1 kpl
31 mm S2 valkoinen	MD171887	6 x 1 kpl
31 mm SX-F3 lajitelma	MD171880	6 x 1 kpl

Guttaperkkanastat koneneuloille

Multikooniset

CE 0120 MD

F1 keltainen	MD114098	1 x 60 kpl
F2 punainen	MD114099	1 x 60 kpl
F3 sininen	MD114100	1 x 60 kpl
F4 musta	MD114101	1 x 60 kpl
F5 keltainen	MD114102	1 x 60 kpl



Paperinastat koneneuloille

Multikooniset

Steriilit

F1 keltainen	MD122035	36 x 5 kpl
F2 punainen	MD122036	36 x 5 kpl
F3 sininen	MD122037	36 x 5 kpl
F1-F3 lajitelma	MD122038	36 x 5 kpl
F4-F5 lajitelma	MD122039	36 x 5 kpl

CE 0120 MD




Käsineulat

Hedström-viilat

Steriili Hedström-viila, jota käytetään raspin jälkeen juurikanavakudoksen poistamiseen sekä juurikanavien leventämiseen, tasoittamiseen ja puhdistamiseen. Hedström-viila leikkaa vain silloin kun sitä vedetään ylöspäin kanavassa. Kahvassa tunnistusta helpottava Hedström-viilan ympyränmuotoinen merkki. Varressa reikä hammaslangalle, viilassa stoppari.

CE 0123 MD



Steriilit

Hedström steriili 25 mm/08	MD174462	6 x 1 kpl
Hedström steriili 25 mm/10	MD174463	6 x 1 kpl
Hedström steriili 25 mm/15	MD174464	6 x 1 kpl
Hedström steriili 25 mm/15-40	MD174472	6 x 1 kpl
Hedström steriili 25 mm/20	MD174465	6 x 1 kpl
Hedström steriili 25 mm/25	MD174466	6 x 1 kpl
Hedström steriili 25 mm/30	MD174467	6 x 1 kpl
Hedström steriili 25 mm/35	MD174468	6 x 1 kpl
Hedström steriili 25 mm/40	MD174469	6 x 1 kpl
Hedström steriili 25 mm/45	MD174470	6 x 1 kpl
Hedström steriili 25 mm/45-80	MD174473	6 x 1 kpl
Hedström steriili 25 mm/50	MD174471	6 x 1 kpl
Hedström steriili 25 mm/55	MD174490	6 x 1 kpl
Hedström steriili 25 mm/60	MD174491	6 x 1 kpl
Hedström steriili 25 mm/70	MD174492	6 x 1 kpl
Hedström steriili 25 mm/80	MD174493	6 x 1 kpl

K-viilat

Steriili K-viila pulpan poistamiseen sekä juurikanavien laajentamiseen, tasoittamiseen ja puhdistamiseen. Joulukuusta muistuttava muotoilu, jossa leikkaavat reunat. Kahvassa tunnistusta helpottava neliönmuotoinen K-viilan merkki. Varressa reikä hammaslangalle, viilassa stoppari.

CE 0123 MD



Steriilit

K-viila steriili 25 mm/06	MD174445	6 x 1 kpl
K-viila steriili 25 mm/08	MD174446	6 x 1 kpl
K-viila steriili 25 mm/10	MD174447	6 x 1 kpl
K-viila steriili 25 mm/15	MD174448	6 x 1 kpl
K-viila steriili 25 mm/20	MD174449	6 x 1 kpl
K-viila steriili 25 mm/25	MD174450	6 x 1 kpl
K-viila steriili 25 mm/30	MD174451	6 x 1 kpl
K-viila steriili 25 mm/35	MD174452	6 x 1 kpl
K-viila steriili 25 mm/40	MD174453	6 x 1 kpl
K-viila steriili 25 mm/45	MD174454	6 x 1 kpl
K-viila steriili 25 mm/50	MD174455	6 x 1 kpl
K-viila steriili 25 mm/15-40 lajitelma	MD174460	6 x 1 kpl

Raspit

Steriili raspi, jota käytetään työskentelypituuden saavuttamiseksi juurikanavassa sekä kanavan laajentamiseen pyörittämällä. Kahvassa tunnistusta helpottava kolmionmuotoinen raspin merkki. Varressa reikä hammaslangalle, viilassa stoppari.

CE 0123 MD




Steriilit

Raspi steriili 25 mm/08	MD174474	6 x 1 kpl
Raspi steriili 25 mm/10	MD174475	6 x 1 kpl
Raspi steriili 25 mm/15	MD174476	6 x 1 kpl
Raspi steriili 25 mm/20	MD174477	6 x 1 kpl
Raspi steriili 25 mm/25	MD174478	6 x 1 kpl
Raspi steriili 25 mm/30	MD174479	6 x 1 kpl
Raspi steriili 25 mm/35	MD174480	6 x 1 kpl
Raspi steriili 25 mm/40	MD174481	6 x 1 kpl
Raspi steriili 25 mm/45	MD174482	6 x 1 kpl
Raspi steriili 25 mm/50	MD174483	6 x 1 kpl

Paperinastat

Värikoodatut

CE 0120 MD



Pituus 28 mm		
Paperinasta 10	MD126765	1 x 200 kpl
Paperinasta 15	18764	1 x 200 kpl
Paperinasta 15-40	18762	1 x 200 kpl
Paperinasta 20	18765	1 x 200 kpl
Paperinasta 25	18766	1 x 200 kpl
Paperinasta 30	18767	1 x 200 kpl
Paperinasta 35	18768	1 x 200 kpl
Paperinasta 40	18769	1 x 200 kpl
Paperinasta 45	18770	1 x 200 kpl
Paperinasta 45-80	18763	1 x 200 kpl
Paperinasta 50	18771	1 x 200 kpl
Paperinasta 55	18772	1 x 200 kpl
Paperinasta 60	18773	1 x 200 kpl
Paperinasta 70	18774	1 x 200 kpl
Paperinasta 80	18775	1 x 200 kpl

Steriilit värikoodatut

Valmiiksi steriloitu paperinasta säästää aikaa ja vaivaa. Tehdassteriloitu paperinasta on erittäin imukykyinen. Viiden kappaleen yksittäispakkaukset.

Paperinasta steriili 10	MD117615	36 x 5 kpl
Paperinasta steriili 15	MD117616	36 x 5 kpl
Paperinasta steriili 15-40	MD117629	36 x 5 kpl
Paperinasta steriili 20	MD117617	36 x 5 kpl
Paperinasta steriili 25	MD117618	36 x 5 kpl
Paperinasta steriili 30	MD117619	36 x 5 kpl
Paperinasta steriili 35	MD117620	36 x 5 kpl
Paperinasta steriili 40	MD117621	36 x 5 kpl
Paperinasta steriili 45	MD117622	36 x 5 kpl
Paperinasta steriili 45-80	MD117630	36 x 5 kpl
Paperinasta steriili 50	MD117623	36 x 5 kpl
Paperinasta steriili 55	MD117624	36 x 5 kpl
Paperinasta steriili 60	MD117625	36 x 5 kpl
Paperinasta steriili 70	MD117626	36 x 5 kpl
Paperinasta steriili 80	MD117627	36 x 5 kpl
Paperinasta steriili 90	MD117628	36 x 5 kpl

4 % ja 6 % paperinastat. Valitse sopiva paperinasta kanavan mukaan.

Paperinasta steriili .04 /15-40	MD122028	36 x 5 kpl
Paperinasta steriili .04 /20	MD122020	36 x 5 kpl
Paperinasta steriili .04 /25	MD122021	36 x 5 kpl
Paperinasta steriili .04 /30	MD122022	36 x 5 kpl
Paperinasta steriili .04 /35	MD122023	36 x 5 kpl
Paperinasta steriili .04 /40	MD122024	36 x 5 kpl
Paperinasta steriili .04 /45	MD122025	36 x 5 kpl
Paperinasta steriili .04 /60	MD122026	36 x 5 kpl

Paperinasta steriili .06/15-40	MD122034	36 x 5 kpl
Paperinasta steriili .06/20	MD122029	36 x 5 kpl
Paperinasta steriili .06/25	MD122030	36 x 5 kpl
Paperinasta steriili .06/30	MD122031	36 x 5 kpl
Paperinasta steriili .06/35	MD122032	36 x 5 kpl
Paperinasta steriili .06/40	MD122033	36 x 5 kpl

Guttaperkkanastat

Värikoodatut

Pituus 28 mm

Guttaperkkanasta 10	19513	1 x 120 kpl
Guttaperkkanasta 15	18778	1 x 120 kpl
Guttaperkkanasta 15-40	18776	1 x 120 kpl
Guttaperkkanasta 20	18779	1 x 120 kpl
Guttaperkkanasta 25	18780	1 x 120 kpl
Guttaperkkanasta 30	18781	1 x 120 kpl
Guttaperkkanasta 35	18782	1 x 120 kpl
Guttaperkkanasta 40	18783	1 x 120 kpl
Guttaperkkanasta 45	18784	1 x 120 kpl
Guttaperkkanasta 45-80	18777	1 x 120 kpl
Guttaperkkanasta 50	18785	1 x 120 kpl
Guttaperkkanasta 55	18786	1 x 120 kpl
Guttaperkkanasta 60	18787	1 x 120 kpl
Guttaperkkanasta 70	18788	1 x 120 kpl
Guttaperkkanasta 80	18789	1 x 120 kpl
Guttaperkkanasta 90	19514	1 x 100 kpl
Guttaperkkanasta 100	19515	1 x 100 kpl
Guttaperkkanasta 110	19516	1 x 100 kpl
Guttaperkkanasta 120	19517	1 x 100 kpl
Guttaperkkanasta 130	19518	1 x 100 kpl

4 % koonisuus

Guttaperkkanasta .04 /15	MD113693	1 x 60 kpl
Guttaperkkanasta .04 /15-40	MD114096	1 x 60 kpl
Guttaperkkanasta .04 /20	MD113694	1 x 60 kpl
Guttaperkkanasta .04 /25	MD113695	1 x 60 kpl
Guttaperkkanasta .04 /30	MD113696	1 x 60 kpl
Guttaperkkanasta .04 /35	MD113697	1 x 60 kpl
Guttaperkkanasta .04 /40	MD113698	1 x 60 kpl
Guttaperkkanasta .04 /45	MD113699	1 x 60 kpl
Guttaperkkanasta .04 /50	MD164009	1 x 60 kpl
Guttaperkkanasta .04 /55	MD164010	1 x 60 kpl
Guttaperkkanasta .04 /60	MD164011	1 x 60 kpl



CE 0120 MD



CE 0120 MD



CE 0120 MD

6 % koonisuus

Guttaperkkanasta .06/15-40	MD114095	1 x 60 kpl
Guttaperkkanasta .06/20	MD114089	1 x 60 kpl
Guttaperkkanasta .06/25	MD114090	1 x 60 kpl
Guttaperkkanasta .06/30	MD114091	1 x 60 kpl
Guttaperkkanasta .06/35	MD114092	1 x 60 kpl
Guttaperkkanasta .06/40	MD114093	1 x 60 kpl
Guttaperkkanasta .06/45	MD114094	1 x 60 kpl

MTA-korjausementti

Kapseli

Orbis MTA on endodonttinen korjausementti, joka on pakattu kapseliin. Koostuu hienojakoisesta hydrofiilisestä jauheesta ja nesteestä. Kapseli on helppo aktivoida painamalla se esimerkiksi pöytää vasten. Sekoitusaika kapselinsekoittajassa on 30 sekuntia, jonka jälkeen massa on helppo applikoida suoraan kapselista halutulle alueelle. Voidaan käyttää perforaatioiden korjaamiseen, retrogradisena täytteenä, apeksifikaatiossa sekä välittömään kattamiseen.

MTA universal korjausementti kapselissa	MD119590	2 x 0,3 g
---	-----------------	-----------

Käsisekoittainen

Käsisekoittainen Orbis MTA -endodonttinen korjausementti koostuu hienojakoisesta hydrofiilisestä jauheesta ja nesteestä. Voidaan käyttää perforaatioiden korjaamiseen, retrogradisena täytteenä, apeksifikaatiossa sekä välittömään kattamiseen. Tutustu käyttöohjeeseen. Kokonaisekoitusaika 30 s. Pakkauksessa: 1 g jauhetta ja 3 ml nestettä.

MTA universal korjausementti käsisekoittainen	MD149795	1 x 1 pakk
---	-----------------	------------



CE 0482 MD



CE 0482 MD



CE MD

Hypodest-hypokloriitti

Käyttövalmis liuos juurikanavien huuhteluun.

Hypodest 2,5 %	67512	1 x 1000 ml
Hypodest 3 %	MD170469	1 x 100 ml



CE MD

Kylmäspray

Kylmäsprayn lämpötila -45 °C. Spraypullo annostelukärjellä. Vie tutkittavalle alueelle vanupalloon tai vanurullaan annosteltuna.

Kylmäspray minttu	72106	1 x 200 ml
-------------------	--------------	------------



CE MD

Juurihoitoon

EDTA-neste

Käyttövalmis 17 % EDTA-liuos juurikanavien avaamiseen. Tehokas smear layerin poistossa ja kanavan laajentamisessa. Voidaan myös käyttää juurikanavanastojen kiinnityksen yhteydessä, jolloin kanava puhdistuu hyvin ennen sementointia.

EDTA-neste 17 % 100 ml	MD174245	1 x 100 ml
EDTA-neste 17 % 500 ml	MD174246	1 x 500 ml



CE MD

Klorodest-klooriheksidiiniliuos

2 % klooriheksidiiniliuos, jota voidaan käyttää juurihoidon huuhteluaineena sekä kavumin käsittelyyn ennen paikkausta. Säilytys huoneenlämmössä.

Klorodest CHX 2 %	MD118630	1 x 1000 ml
-------------------	-----------------	-------------



CE MD

Pyöreä vaahtokumipala jh-neulatelineeseen

Autoklavoitava vaahtokumipala. Tyynyn paksuus 1 cm, halkaisija 5 cm. Kertäkäyttöinen, sopii Clean Stand -telineeseen.

Vaahtokumipala pyöreä jh-neulatelineeseen	67412	1 x 25 kpl
---	--------------	------------

PROTETIIKKA

Alginaatit

Alginat Plus

Orbis Alginat Plus on vaaleansininen ja mintunmakuinen alginaatti. Helppo sekoittaa: sekoitusaika 30 s, työskentelyaika 2,5 min ja suussa 1 min. Valukelpoinen 48 tuntia. Gluteeniton.

Alginat Plus	MD116996	1 x 500 g
Vesi- ja jauhemitta	MD148363	1 x 1 pky

CE MD



CE MD

Lusikkaliimat

Polyeetteriliima	MD115217	1 x 30 ml
Silikoniliima	MD115218	1 x 10 ml

CE MD



CE MD

Sekoituskupit

Sekoituskuppi kipsille ja alginaatille

Joustavasta erikoismuovista valmistettu sekoituskuppi alginaattien ja kipsien sekoittamiseen.

Koko S: Ø11,5 cm x 6 cm(k) 300 ml	56540	1 x 1 kpl
Koko M: Ø12,5 cm x 8 cm (k) 500 ml	56026	1 x 1 kpl
Koko L: Ø14 cm x 11 cm (k) 900 ml	56027	1 x 1 kpl



Jäljennöslusikat

Perforoimaton

Umpinainen jäljennöslusikka rententiolla.

Yläleualle		
U1	72076	1 x 1 kpl
U2	72077	1 x 1 kpl
U3	72078	1 x 1 kpl
U4	72079	1 x 1 kpl
U5	72080	1 x 1 kpl



CE MD

Perforoidut

Perforoitu jäljennöslusikka ilman retentiota.

Yläleualle		
U1 XXS	26665	1 x 1 kpl
U2 XS	26666	1 x 1 kpl
U3 S	26667	1 x 1 kpl
U4 M	26668	1 x 1 kpl
U5 L	26669	1 x 1 kpl
U6 XL	26670	1 x 1 kpl



Alaleualle		
L1 XXS	26659	1 x 1 kpl
L2 XS	26660	1 x 1 kpl
L3 S	26661	1 x 1 kpl
L4 M	26662	1 x 1 kpl
L5 L	26663	1 x 1 kpl
L6 XL	26664	1 x 1 kpl

Perforoitu jäljennöslusikka retentiolla.

Yläleualle		
U2 XS	15823	1 x 1 kpl
U3 S	15824	1 x 1 kpl
U4 M	15825	1 x 1 kpl
U5 L	15826	1 x 1 kpl
U6 XL	15827	1 x 1 kpl

Alaleualle		
L2 XS	15828	1 x 1 kpl
L3 S	15829	1 x 1 kpl
L4 M	15830	1 x 1 kpl
L5 L	15831	1 x 1 kpl
L6 XL	15832	1 x 1 kpl



Purennan rekisteröinti

Occlusionsspray plus

CE MD

Mikrohieno spappulveri kontaktikohtien havainnointiin. Tarttuu metalliin, keramiaan, kipsiin ja akryyliin. Soveltuu myös intraoraalikäyttöön. Helposti pestävissä vedellä.

Vihreä	56539	1 x 75 ml
Punainen	MD148140	1 x 75 ml



Purennanrekisteröintimateriaalit

ORBI-Bite

Pakkauskoko: 2 x 50 ml CE MD



	Granit 72122	Standard 72123	Transparent MD117434	Scan MD117433	Green MD117432
Väri	turkoosi	keltainen	läpinäkyvä	keltainen	vihreä
Maku	minttu	minttu	minttu	minttu	omena
Intraoraalinen kovettumisaika	30 s	1 min	1 min	30 s	1 min
Työskentelyaika	30 s	30 s	30 s	30 s	30 s
Kovettumisaika	1 min	1 min 30 s	1 min 30 s	1 min	1 min 30 s
Kovettuvuusarvo	D45	A85	A70	D45	A95
Lisätiedot	freesattava	freesattava		freesattava, skannattava	

CE MD

Sekoituskärjet

Sekoitussuhde 1:4 ja 1:10. Soveltuu väliaikaisille kruunu- ja siltamateriaaleille, kuten ORBI-Temp K&B ja Protemp 4 Garant.

Sekoituskärki va kruunu ja silta
sininen oranssi spiral **67364** 1 x 50 kpl

Sekoitussuhde 1:1 ja 1:2. Soveltuu väliaikaisen kruunu- ja siltamateriaalin (esim. Cool Temp) sekoitukseen ja annosteluun. Noudata materiaalivalmistajan ohjeita sopivasta kärjen mallista.

Sekoituskärki sininen pitkä kapeneva **67383** 1 x 50 kpl

Refill-pussi sekoituskärkiä Orbis Core Build-Up -patruunaan. Sopii materiaaleille, joissa sekoitussuhde 1:1 ja 2:1.

sininen 2:1, 1:1 **R201391** 1 x 50 kpl

Refill-pussi sekoituskärkiä Orbis Core Build-Up -patruunaan. Sekoituskärjissä taivutettava metallinen kärki, koko 20 gaugea (G). Sopii materiaaleille, joissa sekoitussuhde 1:1 ja 2:1.

sininen metallikärjellä **R201392** 1 x 30 kpl

Refill-pussi sekoituskärkiä Orbis ORBI-Temp -väliaikaiselle sementille. Ruskea, lyhyt ja kapeneva sekoituskärki.

ruskea kapeneva **R201389** 1 x 50 kpl

Refill-pussi sekoituskärkiä Orbis Core Build-Up -automix-ruiskuun. Lyhyt ruskea sekoituskärki. Kärkeen sopii Orbis intraoraalikärki endoon B small (tuotenumero R201393) tai Orbis intraoraalikärki B large (tuotenumero R201394).

ruskea lyhyt **R201390** 1 x 50 kpl

Sekoitussuhde 1:1 ja 1:2. Sekoituskärki korkeaviskoosille materiaaleille, kuten koville purennanrekisteröintimateriaaleille sekä mono- ja heavy body -jäljennösaineille. Noudata materiaalivalmistajan ohjeita sopivasta kärjen mallista.

turkoosi **67362** 1 x 50 kpl

Sekoitussuhde 1:1 ja 1:2. Soveltuu purennanjäljennös- ja pohjausmateriaalille, kuten ORBI-Bite, ORBI-Bite Granit, Jet Bite, Jet Blue Bite, Registrado, Ufi Gel hard C, Ufi Gel SC ja Blu Mousse.

Sekoituskärki purennanrekisteröinti/
pohjaus **67363** 1 x 50 kpl

Sekoituskärki polyeteerille, kuten Permadyne Garant ja Impregum Garant L Duosoft. Noudata materiaalivalmistajan ohjeita sopivasta kärjen mallista.

Sekoituskärki polyeteerille valkoinen **72292** 1 x 50 kpl

Sekoituskärki keltainen/oranssi **72284** 1 x 50 kpl

Sekoitussuhde 1:1 ja 1:2. Matalaviskoosisten jäljennösaineiden, kuten light- ja regular body -materiaalien, sekoittamiseen ja annosteluun. Soveltuu esim. Xantoprem M- sekä Affinis Light- ja Regular-materiaaleille.


Sekoituskärki keltainen **67361** 1 x 50 kpl

Sekoituskärjet automaattiseen sekoituslaitteeseen

ORBI-Sil-sekoituskärki sekoituslaitteeseen.

Keltainen **MD123766** 1 x 40 kpl





Sekoituslehtiöt

Sekoituslehtiö pergamenttia

10 x 12 cm	61233	1 x 100 kpl
14 x 20 cm	61234	1 x 100 kpl



Väliaikaiset silta- ja kruunumateriaalit

ORBI-Temp K&B

CE 0482 MD

ORBI-Temp K&B on kemiallisesti kovettuva yhdistelmämuovipohjainen materiaali väliaikaisten kruunujen, siltojen, on-layden ja laminaattien valmistukseen. Restauroitua voidaan helposti korjata millä tahansa yhdistelmä- tai flow-muovilla. Fluoresoiva ja kiillottuu hyvin. Metyylimetakrylaattivapaa. Sopii DS-50 4:1-jakelijaan. Pakkauksessa 50 ml pastaa + 6 kpl sekoituskärkiä.

A2	MD168349	1 x 50 ml
A3	MD122808	1 x 50 ml
A3,5	MD168350	1 x 50 ml

CE 0482 MD



Intraoraalikärjet

Refill-pussi sekoituskärkiä Orbis Core Build-Up -automix-ruiskuun. Kapea kärki. Sopii esim Orbis Core Build-Up DC -materiaalin annosteluun juurikanavaan.

intraoraalikärki small	R201393	1 x 50 kpl
------------------------	----------------	------------

Refill-pussi sekoituskärkiä Orbis Core Build-Up -automix-ruiskuun. Leveä kärki. Helpottaa annostelua esim. juurikanavaan tai pilarimuottiin.


intraoraalikärki large	R201394	1 x 50 kpl
------------------------	----------------	------------

Sopii valkoiseen sekoituskärkeen.

intraoraalikärki valkoinen	MD121302	1 x 100 kpl
----------------------------	-----------------	-------------

Sopii keltaiseen sekoituskärkeen.

intraoraalikärki keltainen	67365	1 x 100 kpl
----------------------------	--------------	-------------



Jäljennösainejakelija

DS-50 1:1/1:2	72021	1 x 1 kpl
---------------	--------------	-----------



Väliaikaiset sementit

ORBI-Temp NE automix

ORBI-Temp NE on eugenoliton, kalsiumhydroksidia sisältävä väliaikainen sementti. Työskentelyaika n. 1 min. Kovettumisaika suussa n. 4-6 min. Pakkauksessa automix-ruisku ja 10 kpl sekoituskärkiä.

ORBI-Temp NE	M125770	1 x 5 ml
--------------	----------------	----------

KERTAKÄYTTÖTUOTTEET



Nitriilikäsineet

CE MD Prestige-tutkimuskäsineet

Erittäin pehmeä ja joustava nitriilikäsine, jossa karhennetut sormenpäät. Käsineen paksuus 2,7 MIL (tuuman tuhannesosaa) / 3 g. Tutkimuskäsine täyttää EU:n lääkinnällisten laitteiden asetuksen MDR 2017/745, standardin EN 455 sekä asetuksen henkilösuojaimista 2016/425 PPER cat III -vaatimukset. Testattu standardien EN 420:2003+A1: 2009, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4: 2013 ja EN ISO 374-5:2016 mukaisesti.

Valkoinen


XS	MD148649	1 x 100 kpl
S	MD148650	1 x 100 kpl
M	MD148651	1 x 100 kpl
L	MD148652	1 x 100 kpl
XL	MD148653	1 x 100 kpl

Sininen

XS	MD148654	1 x 100 kpl
S	MD148655	1 x 100 kpl
M	MD148656	1 x 100 kpl
L	MD148657	1 x 100 kpl
XL	MD148658	1 x 100 kpl

Kiihdyttävä sininen

XS	R296420	1 x 100 kpl
S	R298611	1 x 100 kpl
M	R298616	1 x 100 kpl
L	R298619	1 x 100 kpl
XL	R298620	1 x 100 kpl



Tutkimuskäsineet lila

CE MD

Pehmeä ja joustava nitriilikäsine, jossa karhennetut sormenpäät. Käsineen paksuus 3 MIL (tuuman tuhannesosaa).

XS	R299163	1 x 200 kpl
S	R299164	1 x 200 kpl
M	R299165	1 x 200 kpl
L	R299166	1 x 200 kpl
XL	R299167	1 x 180 kpl

Tutkimuskäsineet pinkki

CE MD

Joustava nitriilitutkimuskäsine karhennetuilla sormenpäillä. Paksuus 3 MIL (tuuman tuhannesosaa) / 3,8 g. Tutkimuskäsine täyttää EU:n lääkinnällisten laitteiden asetuksen MDR 2017/745 vaatimukset. AQL 1,5.

XS	R295372	1 x 150 kpl
S	R295373	1 x 150 kpl
M	R295374	1 x 150 kpl
L	R295375	1 x 150 kpl



CE MD



UUTUUS

CE MD

Leikkauspäähineet

Leikkauspäähine

Puuvillainen pestävä päähine. Pesu maks. 90°C.

Fuksia	M119890	1 x 10 kpl
Sininen	M120775	1 x 10 kpl



CE 0546 MD

Pyyheannostelijat

Automaattinen käsipyhyannostelija

Kosketusvapaa käsipyhyannostelija. Kaksi ohjelmaa: käsipyhye tulee ulos liikkeen tunnistuksesta; kun pyyhe repäistään pois, annostelija syöttää uuden. Paristokäyttöinen. Annostelijaan sopii esim. Orbis-käsipyhyerulla automaattiseen käsipyhyannostelijaan (tuotenumero M125255). Tutustu käyttöohjeeseen.

Annostelija	M125252	1 x 1 kpl
Vara-avain	M125253	1 x 1 kpl

Pakkauksessa 6 kpl 100 m rullia kaksikerroksista selluloosapaperia. Leveys 20 cm.

Käsipyhyerullat	M125255	1 x 6 rll
-----------------	----------------	-----------

Leikkausmaskit

Leikkausmaski korvalenkeillä Type IIR

Lateksiton kolmikerroksinen leikkausmaski korvalenkeillä. Type IIR.

Vaaleansininen	56089	1 x 50 kpl
Tummansininen	R296894	1 x 50 kpl
Liila	R296891	1 x 50 kpl
Limenvihreä	R296892	1 x 50 kpl
Vaaleanpunainen	R296888	1 x 50 kpl
Valkoinen	R295381	1 x 50 kpl

Leikkausmaski nauhoilla Type IIR

Valkoinen leikkausmaski tie on -nauhoilla. Type IIR, BFE>98 %.

Valkoinen	R296949	1 x 50 kpl
-----------	----------------	------------



Leikkausliinat

Reikäliina

Steriili leikkausliina 80 x 130 cm, jossa 11 x 13 cm reikä. Materiaali muovitettu nonwoven-kangas.

Sininen	MD131064	25 x 1 kpl
---------	-----------------	------------



Säädettävissä 3 eri pituuteen:
20 cm, 25 cm tai 30 cm



CE MD

CE MD



Vanutuotteet

Tufferi Celltork

Selluloosavanulaput katkorullassa. Yhden lapun koko 4 x 5 cm. Yhdessä rullassa 500 kpl vanulappuja, pakkauksessa 2 kpl rullia.

Selluloosavanulaput katkorullassa	MD115215	1 x 2 rll
-----------------------------------	-----------------	-----------

Kuitukangastaitos

Nukkaamaton nelikerroksinen kuitukangastaitos. Koko 10 x 10 cm. Pehmeä ja imukykyinen liina, joka tehty viskoosin ja polyesterin sekoitteesta.

10 x 10 cm	MD121829	1 x 200 kpl
------------	-----------------	-------------

Tarjotinpaperit

Koko: 18 x 28 cm

Vihreä	72252	1 x 250 kpl
Oranssi	72253	1 x 250 kpl
Pinkki	MD121897	1 x 250 kpl
Valkoinen	MD114815	1 x 250 kpl
Keltainen	65098	1 x 250 kpl
Valkoinen	72251	1 x 250 kpl

Koko: 28 x 36 cm

Valkoinen	72254	1 x 250 kpl
-----------	--------------	-------------

Sekoituskuppilevy

12 syvennystä	MD119241	1 x 50 kpl
---------------	-----------------	------------

Potilastuolin päntuen suoja

Muovitettu paperinen potilastuolin päntuen suoja. Koko 25 x 33 cm.

Tummansininen	MD114992	1 x 500 kpl
Vaaleansininen	MD148224	1 x 500 kpl
Limenvihreä	MD148227	1 x 500 kpl
Mintunvihreä	MD148228	1 x 500 kpl
Vaaleanpunainen	MD114993	1 x 500 kpl
Violetti	MD148225	1 x 500 kpl
Valkoinen	MD114991	1 x 500 kpl
Fuksia	MD148226	1 x 500 kpl



Servietit

Taitetut

Paperinen, toiselta puolelta muovitettu servietti.

Koko 33 x 48 cm		
Tummansininen	72306	1 x 500 kpl

Paperinen, toiselta puolelta muovitettu servietti.

Koko 40 x 45 cm		
Tummansininen	MD148186	1 x 500 kpl
Vaaleansininen	MD119267	1 x 500 kpl
Limenvihreä	MD148189	1 x 500 kpl
Mintunvihreä	MD148190	1 x 500 kpl
Pinkki	MD119268	1 x 500 kpl
Violetti	MD148187	1 x 500 kpl
Valkoinen	MD119266	1 x 500 kpl

Rullassa

Paperinen, toiselta puolelta muovitettu servietti rullassa. Voidaan solmia kaulalle.

Koko 60 x 54 cm		
Vaaleansininen	MD119324	1 x 80 kpl
Pinkki	MD119325	1 x 80 kpl
Valkoinen	MD119323	1 x 80 kpl

Annostelija

Annostelija 60 x 54 cm kokoiselle rullalle serviettejä.

Annostelija	MD120236	1 x 1 kpl
-------------	----------	-----------

Servietinpitimet

Metallinen servietinpidin

Metallinen	72192	1 x 1 kpl
------------	-------	-----------

Kertakäyttöinen servietinpidin

Kertakäyttöinen ja hygieeninen servietinpidin. Pehmeä ja joustava materiaali. Nopeasti paikoilleen asetettavat teipit. Yksi koko sopii kaikille.

Valkoinen	M123857	1 x 250 kpl
-----------	---------	-------------

Autoklavoitava servietinpidin

Autoklavoitava servietinpidin. Ei sisällä lateksia eikä silikonilla.

Sininen	M123854	1 x 5 kpl
Pinkki	M123855	1 x 5 kpl
Valkoinen	M123856	1 x 5 kpl



Mukit

Kertakäyttömukit

150 ml		
Valkoinen	72086	1 x 3000 kpl
180 ml		
Tummansininen	MD170265	20 x 50 kpl
Limenvihreä	MD170266	20 x 50 kpl
Mintunvihreä	MD171413	20 x 50 kpl
Violetti	MD171412	20 x 50 kpl
Fuksia	MD171414	20 x 50 kpl
Vaaleansininen	MD170264	20 x 50 kpl
Vaaleanpunainen	MD171415	20 x 50 kpl

Orbis Green kertakäyttömukit kartonkia

180 ml		
Kartonkia	MD171475	10 x 50 kpl

Lasimukit

Kestää desinfektorin sekä autoklavoinnin. Soveltuu hyvin esim. suun huuhtelulasiksi potilastyöhön.

160 ml		
Lasimuki	72151	1 x 6 kpl

Syljenimut

Syljenimu taivutettava

Kiinteä kärki		
Kirkas 14,5 cm	10606	1 x 100 kpl
Kirkas 12,5 cm	63024	1 x 1000 kpl
Irrotettava kärki		
Transparent sininen 12,5 cm	63025	1 x 1000 kpl
Kirkas 12,5 cm	63023	1 x 1000 kpl

CE 0051 MD



Tehoimunkärjet

Soft Tip

Pehmeäreunainen tehoimunkärki. Muotoilunsa ansiosta ei tartu herkästi kiinni suun limakalvoon. Ei sisällä lateksia tai PVC:tä.


Valkoinen silikonireunalla	MD165343	1 x 50 kpl
----------------------------	----------	------------

Tehoimunkärjet S-kärjellä

Kertakäyttöinen tehoimunkärki. Halkaisija 11 mm. Kokonaispituus 144 mm.

Tummansininen	61237	1 x 100 kpl
---------------	-------	-------------

CE 0402 MD





CE 0402 MD

CE MD



CE 0402 MD

Kirurgiset imut

Kirurginen imukärki

CE 0483 MD


Steriili yksittäispakattu kirurginen imukärki. Kärjen halkaisija 2,8 mm. Pakkaus sisältää kaksi adapteria, tehoimuun sekä syljenimuun. Tehoimua käytettäessä adapterit laitetaan päällekkäin.

Kirurginen imu + adapterit	MD131440	100 x 1 kpl
----------------------------	-----------------	-------------

Syljenimulevyt

Retraktoi ja suojaa poskea. Pitää hyvän imukykyensä ansiosta molaarialueen kuivana hoidon aikana.

Dry Pad Saliva Control L	MD123708	1 x 100 kpl
Dry Pad Saliva Control S	MD123707	1 x 100 kpl



CE 0546 MD

Tehoimunkärjet viistotulla kärjellä

Molemmista päistä viistotut kärjet (45 astetta).

Vaaleansininen	MD161867	1 x 100 kpl
Vaaleanpunainen	MD161869	1 x 100 kpl
Liila	MD166612	1 x 100 kpl
Minttu	MD161868	1 x 100 kpl
Valkoinen	MD161866	1 x 100 kpl

Autoklavoitavat tehoimunkärjet

Steriloitava tehoimunkärki. Ei tarvitse erillistä adapteria. Kärjen pituus 13 cm, halkaisija 16 mm. Kestää 100 autoklavointisykliä.

Tummansininen autoklavoitava	72255	1 x 10 kpl
------------------------------	--------------	------------

Rainbow-tehoimunkärjet

Sininen, muotoiltu tehoimunkärki. Hiljainen ja tukeva. Mahdollistaa tehokkaan ja turvallisen imun. Kärjen pituus 12,5 cm, halkaisija 8 mm. Voidaan autoklavoida 121 °C.

Sininen autoklavoitava	15191	1 x 100 kpl
------------------------	--------------	-------------



CE MD

Steriilivesiletku

Koneelliseen jäähdtykseen. Kertakäyttöinen letku sisältää liuosussin lävistäjän, virtauksen säätimen sekä integroidun osan peristalttiseen pumppuun. Helposti yhdistettävissä erilaisiin käsikappaleisiin. Yhteensopiva seuraavien laitteiden kanssa: Nobel Biocare 80, W&H Elcomed SA 310, W&H Implantmed, Implantmed New Design 2005, Implantmed SI 923, Astra Tech Implant SI 923, Surgical Motor System, Ace, Straumann, Innova Corp., 3i, Centerpulse, Lifecore, DU900, FRIOS UNIT S, FRIOS UNIT S/i, Drilltech, OsseoSet 100, OsseoSet 200 ja OsseoCare.

Steriilivesiletku	MD164694	20 x 1 kpl
-------------------	-----------------	------------



CE MD



CE MD

Kolmitoimiruiskun kärjet

Kertakäyttöinen nelikanavainen vesi-ilmakärki kolmitoimiruiskuun. Käytön aloitus vaatii erillisen adapterin.

Kärki 50 mm	MD166511	1 x 250 kpl
Kärki 65 mm	MD166512	1 x 250 kpl



Vanutuotteet

Vanupallot

Vanupallot pahvisessa rasiassa. Pakkaus sisältää 6 rasiaa.

Nro 1 large Ø 7 mm	MD128004	6 x 3 g
Nro 2 medium Ø 5,5 mm	MD128005	6 x 3 g
Nro 3 small Ø 4 mm	MD128006	6 x 3 g
Nro 4 x-small Ø 3 mm	MD128007	6 x 3 g

Vanurullat

100 % puuvillaa. 300 g pakkaukset.

Nro 1	MD127884	1 x 300 g
Nro 2	MD127885	1 x 300 g
Nro 3	MD127886	1 x 300 g

Vanurullateline

Valkoinen	72258	1 x 1 kpl
-----------	--------------	-----------



CE 0123 MD

Suojatuotteet kuvantamislevyille

Suojapussi kuvantamislevylle

Suojapussit kehkysettömille kuvantamislevyille. Miellyttävän pehmeää materiaalia. Helppo teippi kiinnitys on kätevä repäistä auki. Yhteensopivat mm. VistaScanin, Soredexin ja Kodakin epäsuorien kuvantamislaitteiden kuvantamislevyjen kanssa (pl. VistaScan mini). Voidaan avata molemmista päistä. Lateksiton.

Koko 0: 2 x 3 cm lapset	66601	1 x 100 kpl
Koko 1: 2 x 4 cm nuoret	66602	1 x 100 kpl
Koko 2: 3 x 4 cm aikuiset	66603	1 x 300 kpl
Koko 3: 2,7 x 5,4 cm bitewing	66604	1 x 100 kpl
Koko 4: 5,7 x 7,5 cm okklusaali	66605	1 x 100 kpl



CE MD

Orbis Green suojapussi kuvantamislevyille

Koko 0: 2 x 3 cm lapset	R201427	1 x 100 kpl
Koko 1: 2 x 4 cm nuoret	R201429	1 x 100 kpl
Koko 2: 3 x 4 cm aikuiset	R201430	1 x 300 kpl
Koko 3: 2,7 x 5,4 cm bitewing	R201435	1 x 100 kpl

Purentasuoja kuvantamislevylle

Pahvinen purentasuoja kehyksettömälle kuvantamislevylle.

Purentasuoja #0 2 x 3 cm	MD117142	1 x 200 kpl
Purentasuoja #1 2 x 4 cm	MD117143	1 x 200 kpl
Purentasuoja #2 3 x 4 cm	MD117144	1 x 200 kpl
Purentasuoja #3 2,7 x 5,4 cm	MD117145	1 x 200 kpl

Sensorin suojapussit

Muovinen ja pyöreäreunainen suojapussi sensorille. Kertakäyttöinen. Lateksiton.

Koko: 3,5 x 21 cm	MD126029	1 x 500 kpl
Koko: 4 x 21 cm	MD126030	1 x 500 kpl
Koko: 6,5 x 21 cm	MD126031	1 x 500 kpl



CE MD

Muut kuvantamisen tarvikkeet

Suojapussi Planmeca-kefalostaatin korvatuille

Kertakäyttöiset suojat Planmeca kefalostaatin korvatuille. Rullassa. Suojassa pieni tarra, joka pitää suojan hyvin paikallaan korvatuessa. Ohut ja pehmeä materiaali.

Kefalostaattien korvatuille	MD174318	1 x 300 kpl
-----------------------------	-----------------	-------------

Suojapussi OPTG-laitteen purutikulle ja leukatuelle

Suojapussit OPTG-laitteen purutikulle sekä leukatuelle. Koko 40 x 84 mm, rullassa.

OPTG-laitteen purutikulle ja leukatuelle	M125687	1 x 500 kpl
--	----------------	-------------

Suojapussi OPTG-laitteen purutikulle

Suojapussit OPTG-laitteen purutikulle. Koko 25 x 40 mm, rullassa.

OPTG-laitteen purutikulle	M125686	1 x 500 kpl
---------------------------	----------------	-------------



CE MD

CE MD

CE MD

Suojapussi Planmeca OPTG-laitteen purutikulle

Suojapussit Planmeca OPTG-laitteen purutikulle, rullassa. Koko 18 x 100 mm.

Planmeca-OPTG:n purutikulle	R201442	1 x 300 kpl
-----------------------------	----------------	-------------

Suojapussi suukameralle

Soveltuu yleisimmille suukameramalleille. Lateksiton. Koko 5 x 23 cm.

Universaali suukameralle	MD126040	1 x 250 kpl
--------------------------	-----------------	-------------



CE MD



Kylmäpussit

Aktivoitava kylmäpussi

Pussi aktivoidaan murskaamalla sisältö. Heti valmis. Voidaan hävittää energijätteen mukana. Yhden pussin koko 17 x 15 cm.

Kylmäpussi	MD123771	1 x 10 kpl
------------	-----------------	------------



CE MD

Lääkekupit

Lääkekuppi sahalaidalla

Sininen	M126147	1 x 50 kpl
Punainen	M126149	1 x 50 kpl
Valkoinen	M126150	1 x 50 kpl
Keltainen	M126148	1 x 50 kpl



Puudutusneulat

Millimetrikierteellä

Värikoodattu pituuden mukaan.

27G 21 mm short punainen	MD113719	1 x 100 kpl
27G 25 mm short vihreä	65976	1 x 100 kpl
27G 35 mm long lila	65977	1 x 100 kpl
30G 12 mm extra short sininen	65978	1 x 100 kpl
30G 16 mm medium short keltainen	MD131517	1 x 100 kpl
30G 21 mm short punainen	MD113720	1 x 100 kpl
30G 25 mm short vihreä	65979	1 x 100 kpl



CE 1639 MD

PUHDISTUS JA DESINFEKTIO



Lataa Orbis™ vastaanoton puhdistus- ja desifiointisuunnitelma!

ORBIS-desinfointituotevalikoiman tunnisteet:

-  Kädet
-  Pinnat
-  Välineet
-  Porat
-  Laitteet
-  Imulaitteistot
-  Vesilinjoiden desinfiointi
-  Jäljennökset



Pesunesteet

Hellävarainen nestesaippua käsin pesuun.

Pesuneste dispensori	MD121940	1 x 1 L
Pesuneste pumppupullo	MD121942	1 x 0,5 L

Käsihuuhteet

Tehokas geelimäinen käsisidesinfektiohuuhte. Etanolipohjainen. Sisältää ihoa pehmentäviä ja kosteuttavia ainesosia.

Käsihuuhte dispensori	MD121939	1 x 1 L
käsihuuhte pumppupullo	MD121941	1 x 0,5 L
Käsihuuhte kanisteri	MD173313	1 x 5 L



Käsivoide balsami

Hoitovoide pumppupullossa. Sopii käsille ja kynsille. Hajustettu.

Käsivoide balsami	R200535	1 x 100 ml
-------------------	----------------	------------



UUTUUS

Pintojen desinfiointiaineet potilasvaihtoon



Nopeasti tehoava desinfiointiaine

Nopeasti tehoava valmis käyttöliuos. Pesevä 72 % etanolipohjainen desinfiointiaine potilasvaihtoon alkoholia kestäville pinnoille.

Keinukorkkipullo	MD121936	1 x 0,5 L
Kanisteri	MD121937	1 x 5 L



Wipes nopeasti tehoavat desinfiointiliinat

Valmiit liinat sisältävät 72 % etanolia. Pintojen nopeaan ja tehokkaaseen desinfiointiin. Alkoholia kestäville pinnoille. Liinan koko 20 x 20 cm.

Wipes intropakkaus (säiliö ja liinat)	MD125294	1 x 150 kpl
Wipes refill-pakkaus (liinat)	MD125295	1 x 100 kpl



CE 0537 MD

CE 0537 MD



Wet Wipes Sensitive -liinat

CE 0124 MD

Sensitive-liinat erityisesti herkkien pintojen pyyhintään. 20 x 30 cm kokoinen polyesteri-viskoosiiliina on esikostutettu 22 % propanolilla.

Wet Wipes Sensitive (liinat)	R201388	1 x 80 kpl
------------------------------	----------------	------------



UUTUUS



Pintojen desinfiointitiiviste

ORBI-Sept on pintojen desinfiointitiiviste päivän päätteeksi -tyyppiseen hoituhuoneen yleissiivoukseen. Sopii laimennettuna mm. verhoiluille, lattioille sekä ei-invasiivisille lääkinällisille laitteille.

ORBI-Sept desinfiointitiiviste pullo	MD169158	1 x 2,5 L
--------------------------------------	-----------------	-----------

CE 0124 MD



CE MD

CE MD

Instrumenttien desinfectioaineet

Käyttövalmis desinfectioneste instrumenteille

Käyttövalmis liuos instrumenttien desinfiointiin. Tuote on materiaaliystävällinen ja fosfaatiton. Ei saa laimentaa. Vaikuttavana aineena glutaarialdehydi 2,5%. Sisältää korrosionestoainetta.

Kanisteri	MD163277	1 x 5 L
-----------	-----------------	---------



CE 0124 MD

Instrumenttien desinfiointitiiviste

Tiiviste instrumenttien ja pesuun ja desinfiointiin.

Pullo	MD168461	1 x 2,5 L
-------	-----------------	-----------

Kuivat pyyhintäliinat



Pyyhintäliinat

Kuivat Orbis-liinat (20 x 20 cm) pintojen desinfiointiin – lisää vain desinfiointiainetta. Soveltuu vain alkoholipitoisille desinfiointiaineille.

Dry Wipes intropakkaus (säiliö + liinat)	MD164517	1 x 150 kpl
Dry Wipes refill -pakkaus (liinat)	MD164518	1 x 100 kpl



Yleisliinat

Orbis Readiwipes Dry Plus -liina (23,5 x 24 cm) soveltuu esimerkiksi pintojen pyyhintäliinaksi potilasvaihdoissa käytettäessä alkoholipitoista desinfiointiainetta. Liina on puuvillan, viskoosin ja polypropyleenin sekoite.

Readiwipes Dry Plus	MD164865	72 x 50 kpl
---------------------	-----------------	-------------



Esikäsittelyaineet

Instrumenteille

Orbis-esikäsittelyaine on tarkoitettu instrumenteille, jotka eivät päädy pesuun tai dekontaminoivaan liuokseen heti käytön jälkeen. Tuote ehkäisee orgaanisen materiaalin kuivumisen instrumentin pinnalle sekä mikrobin kasvamisen 4 vuorokauden ajan.

Sumutinpullo	MD163276	1 x 1 L
--------------	-----------------	---------



CE 0537 MD



Instrumenttien liotusastia

Muovinen desinfectioallas. Kestää pesun 75 asteessa. Mukana instrumenttien nostamista astiasta helpottava valutusritilä. Täyttömäärä 3 litraa. Ulkomitat 32 x 21,5 x 13,5 cm. Sisäällä 24,5 x 15,5 x 10 cm. Väri valkoinen.

Liotusastia	72130	1 x 1 kpl
-------------	--------------	-----------



Porien desinfectioaineet

Käyttövalmis desinfectioneste porille

Välittömästi valmis käytettäväksi. Upota porat kokonaan nesteeseen. Kun vaikutusaika on kulunut, huuhtelee instrumentit vedellä ja kuivaa.

Porien desinfiointiaine 2,5 L	MD168176	1 x 2,5 L
-------------------------------	-----------------	-----------

Porien puhdistuskuppi

Muovinen kuppi porien puhdistukseen. Väriään valkoinen.

Poranpuhdistuskuppi	67413	1 x 1 kpl
---------------------	--------------	-----------



CE 0124 MD

Konepesuaineet desinfektorille

ORBI-Sept TC Thermo Cleanser

Ensymaattinen konepesuaine desinfektorille. Sopii myös ultraääni-pesulaitteeseen. ORBI-Sept TC Thermo Cleanser poistaa kuivuneen, proteiinipitoisen lian. Desinfektorin annostelu: 2–10 ml/l. (0,2–1,0%) 40–60°C, 10 min. Manuaaliseen tai ultraäänipuhdistukseen: 5–20 ml/l. (0,5–2,0%) max. 40°C, 10–30 min. Ennen tuotteen vaihtoa, tutustuthan laitteen käyttöohjeisiin. Desinfektorin koko annostelujärjestelmä pitää olla hyvin huuhdeltu pesuainejäämistä pelkällä vedellä.

Kanisteri	R295936	1 x 5 L
-----------	----------------	---------

ORBI-Sept TN Thermo Neutralizer

Neutralisointikonsentraatti, joka poistaa mahdolliset pesuainejäämät desinfektorin pesusykyissä. Sopii käytettäväksi esim. ORBI-Sept TC Thermo Cleanerin kanssa. Tutustu pakkauksen ohjeisiin tarkemmin ennen käyttöä.

Kanisteri	R296739	1 x 5 L
-----------	----------------	---------



UUTUUS

CE MD

CE MD

Tehoimun puhdistus- ja desinfectio



Tehoimun pesu- ja desinfiointitiiviste

Tiiviste tehoimun pesuun ja desinfectioon. Laimenna 2% liuokseksi. Laimennettu liuos imetään imujärjestelmään.

Pullo	MD164014	1 x 2,5 L
-------	-----------------	-----------



Imulaitteiston erikoispuhdistustiiviste

Vähävahtoinen tiiviste imuyskiköiden poistoputkien puhdistamiseen. Säännöllinen käyttö estää kertymien ja tukkeumien muodostumisen ja poistaa olemassa olevat jäämät. Säännöllisesti käytettynä 5% liuoksena 1–2 kertaa viikossa. Tutustu tarkemmin ohjeeseen ennen käyttöä.

Pullo	M123926	1 x 2,5 L
-------	----------------	-----------

Tehoimun suodatin

Vihreä tehoimun suodatin. Puhdistus päivittäin, vaihto kerran viikossa.

Suodatin	MD166455	1 x 12 kpl
----------	-----------------	------------



CE 0124 MD

CE 0124 MD





CE MD

Vesilinjojen desinfiointi



ORBI-Sept WL-K

Liuos vesilinjojen puhdistukseen. Käytetään vähentämään bakteereita hammashoitoyksiköiden vesijärjestelmissä. Erityisesti hoitoyksiköiden automaattisiin annostelujärjestelmiin valmistettu ratkaisu. Soveltuu KaVon hammashoitoyksiköille ja kaikille järjestelmille, joissa käytetään samaa pitoisuutta ja annostusta. Jatkuvaan prosessiveden ja vesijärjestelmien bakteerien vähentämiseen. Hellävarainen materiaaleille. Valmisteen materiaalien yhteensopivuus on erittäin hyvä. 0,5 % laimennuksena sitä voidaan käyttää jatkuvasti vähentämään itiöiden kasvua sekä biofilmien muodostumista käsittelyvesiväylissä. Noudata kunkin hoitoyksikön käyttöohjeita. Tahrojen välttämiseksi poista jäämät välittömästi ja perusteellisesti vedellä nahka- ja keinoahkapäälysteistä sekä lattiasta ja muista pinnoista. Vesijärjestelmän käsittelyyn käytetään 4 % liuosta. Huomaa, että ORBI-Sept WL-K toimitetaan ilman adapteria, joka on osa Oxygenal6-pulloa. Oxygenalt6-pullon alkuperäinen adapteri voidaan irrottaa ja asettaa Orbis-pulloon.

Pullo **R297300** 1 x 1 L



ORBI-Sept WL-S

ORBI-Sept WL-S vesilinjojen puhdistukseen on tarkoitettu käytettäväksi vähentämään bakteereita hammashoitoyksiköiden vesijärjestelmissä. Soveltuu erityisen hyvin käytettäväksi automaattisissa annostelujärjestelmissä, mm. Dentsply Sirona -hoitokoneissa (esim. Teneo, Sinuis, Intego Pro sekä M1+, C2+, C4+, C5+, C5+ Turn, C8+, Profeel+). Valmistella on erittäin hyvä materiaalien yhteensopivuus. Voidaan käyttää jatkuvasti 1,0 % laimennuksena ja vähentää bakteerien kasvua sekä biofilmien muodostumista käsittelyvedessä. Noudata kunkin hoitoyksikön tai ulkoisen annostelujärjestelmän käyttöohjeita. Poista jäämät pinnoilta (erityisesti nahka- tai keinoahkapäälysteiset) välittömästi ja perusteellisesti vedellä tahrojen välttämiseksi. Intensivinen itiöiden vähentäminen tulee suorittaa pidemmän käyttämättömyyden jälkeen, mutta viimeistään ennen viikonloppua, pyhäpäiviä tai yleisiä vapaapäiviä. Kaikki vesijärjestelmät huuhdellaan laimentamattomalla Water Treatment ORBI-Sept WL-S:llä. Vesikäsittelyyn tulee jäädä hammashoitoyksikköön vähintään 24 tunniksi, mieluiten viikonloppuksi. Sen jälkeen hammashoitoyksikön vesijärjestelmä on huuhdeltava vedellä ennen ensimmäisen potilaan hoitoa mahdollisten jäännösväylien poistamiseksi.

Pullo **R297304** 1 x 1 L



CE MD

Sylkykupin puhdistusaine



Käyttövalmis puhdistus ja desinfektioaine sylkykupille

Valmis liuos sylkykupin puhdistukseen ja desinfiointiin. Sopii myös WC:lle ja kaakeleille. Annostele puhdistettavalle alueelle n. 20 ml. Anna aineen vaikuttaa vähintään minuutti, ja huuhtelee vedellä.

Kaatonokkapullo **MD115211** 1 x 750 ml



CE 0124 MD

Jäljennösten desinfektio



Käyttövalmis desinfektioaine jäljennöksille

Jäljennös upotetaan kokonaan käyttövalmiiseen liuokseen, vaikutusaika 1 minuutti. Alginaatti- ja hydrokolloidijäljennökset suositellaan kastettavaksi liuokseen lyhyesti, jonka jälkeen niiden annetaan olla kosteana pöydällä ja kuivahtaa. Desinfiointin jälkeen jäljennös huuhdellaan hyvin. Aldehyditön.

Pullo **MD168125** 1 x 2,5 L



CE 0124 MD



CE MD



Jäljennöslusikan puhdistusaine

Tray Cleaner jäljennöslusikan puhdistusaine

Puhdistusaine jäljennöslusikan puhdistamiseen instrumenteista. Irrottaa nopeasti alginaatti-, sinkkioksidi-eugenoli-, karboksylaatti- ja fosfaattisementtijäät sekä termoplastiset vahat mm. jäljennöslusikoista. Tuote on biologisesti hajoava. Käytetään 5–10 % liuoksena, tarvittaessa voidaan käyttää myös laimentamattomana. Upota puhdistettavat instrumentit liuokseen 45 minuutiksi. Liuosta voidaan käyttää myös ultraäänipesulaitteessa. Sopii ruostumattomille materiaaleille. Huom! Kromia, nikkeliä ja alumiinia sisältäviä tuotteita ei tule laittaa samaan liuokseen korroosiovaaran vuoksi.

Pullo **MD117137** 1 x 1 L



CE MD

Kulmakappalaiden huolto

Universal Spray käsikappaleöljy

Turbiinien sekä käsi- ja kulmakappaleiden huoltoöljy. Silikoniton. Huolla instrumentit aina ennen steriloitua. Suihkuta 2–3 sekuntia pitäen pulloa pystysuorassa. Pullo myydään ilman adapteria. Käytä aina instrumenttiin soveltuvaa adapteria.

Spraypullo **MD115118** 1 x 500 ml

Sumutinpullot, pumput ja hanat

Litran tyhjä pullo korkilla, soveltuu spraypulloksi

Sumutinpullo 1L **72201** 1 x 1 kpl

Suutinosia 1L sumutinpulloon

Suutin **72202** 1 x 1 kpl

Hana Orbis 5L kanisteriin

Kanisterin hana **72082** 1 x 1 kpl

Orbis-annostelupumppu 5L kanisteriin, sopii mm. Orbis-käsihuuhdekanisteriin

Kanisterin pumppu 5ml **MD168794** 1 x 1 kpl

Pumppu 2,5L Orbi-Sept-desinfektioainepulloihin

Annostele 30ml kerrallaan. Pumppu sopii 2,5L pulloon, kun alimmainen pumpun osa katkaistaan saksilla sopivaan pituuteen.

Pullon pumppu 30ml **72083** 1 x 1 kpl



Autoklaavitarvikkeet

Sterilointiletku

Sterilointiletku instrumenttien autoklavointiin. Suosittelemme kuumasau- mausta. Letkun reunassa väriä vaihtava indikaattori, joka kertoo tuotteen käyneen autoklaavissa.

50 mm	72210	1 x 200 m
75 mm	72211	1 x 200 m
100 mm	72206	1 x 200 m
150 mm	72207	1 x 200 m
200 mm	72208	1 x 200 m
250 mm	72209	1 x 200 m



CE MD



Sterilointipussit teipillä

Itsekiinnittyvät sterilointipussit ovat nopeakäyttöisiä. Kuumasaumausta ei tarvita. Sulje pussi huolellisesti teipillä. Kyseinen kiinnitys on yhtä pitkäikäinen kuin kuumasaumaus. Säilytysaika riippuu säilytystavasta ja -paikasta, maksimissaan 6 kk. Sterilointipussi täytetään siten, että pussi täyttyy vain 3/4 osaa pituudesta. Instrumentin molemmin puolin on hyvä jättää 2 cm tilaa, jotta pussi kestää vakuumsyklissä.

Self Seal 57x100 mm	MD149983	1 x 200 kpl
Self Seal 75x200 mm	67356	1 x 200 kpl
Self Seal 75x270 mm	67357	1 x 200 kpl
Self Seal 90x135 mm	MD149984	1 x 200 kpl
Self Seal 100x270 mm	67358	1 x 200 kpl
Self Seal 150x270 mm	67359	1 x 200 kpl
Self Seal 250x500 mm	67360	1 x 100 kpl
Self Seal 270x350 mm	MD170123	1 x 200 kpl

Kuumasaumattavat sterilointipussit

Sterilointipussi instrumenttien autoklavointiin. Suljetaan kuumasaumamalla. Pussissa on väriä vaihtava indikaattori reunassa, joka kertoo pussin käyneen autoklaavissa.

Sterilointipussi 50x250 mm	MD165995	1 x 500 kpl
Sterilointipussi 75x250 mm	72205	1 x 500 kpl
Sterilointipussi 100x250 mm	72203	1 x 500 kpl

Autoklaaviteippi

Autoklaaviteippi 19 mm	72024	1 x 50
------------------------	--------------	--------



Indikaattorit

Indikaattori kuumasaumaajille

Indikaattori kuumasaumaajan saumaustehon päivittäiseen testaamiseen. Voidaan käyttää kaikissa kuumasaumaajissa. Indikaattori laitetaan vähintään 20 mm pitkään sterilointipussiin ja pussi kuumasaumataan. Onnistunut saumausjälki on kirkkaan musta.

Sealcheck testi	M125415	1 x 250 kpl
-----------------	----------------	-------------

Indikaattori ontoille instrumenteille

Prosessitesti steriloinnin valvontaan. Testaa esityhjiöllisen höyryautoklaavin ilmanpoisto- ja höyryntunkeutumiskykyä. EN 867-5 ja ISO 11140-1 (tyyppi 2) mukainen testilaitte. Testilaitte indikaattoreineen asetetaan kuorman joukkoon aina, kun steriloidaan onteloisia instrumentteja. Testilaitte kestää sterilointikertoja yhden (250 kpl) indikaattoripussin verran ja sen jälkeen se heitetään pois. Uusi testilaitte jokaisessa pakkauksessa. Tutustu käyttöohjeeseen.

Helix testi	M125361	1 x 250 kpl
-------------	----------------	-------------

Kohti vihreämpää hammashoitoa

Valikoimastamme löydät runsaasti ympäristöystävällisiä ja uusiutuvista raaka-aineista valmistettuja tuotteita hammashoitoon. Löydä lisää ekologisia vaihtoehtoja osoitteesta plandent.fi tai skanna viereinen koodi lukeaksesi lisää!



Orbis Green -hammasharja

Aikuisten koko

Hammasharja bambuvarrella ja nylonharjaksilla. Pakkauksessa 20 kpl harjoja neljässä eri värissä.

Tuotenumero: **MD171671**

Pakkausko 20 kpl

Orbis Green -kertakäyttömuki

Kartonkia 18 cl

Muoviton ja nesteenkästävä kartonkimuki. Valmistettu uusiutuvista raaka-aineista.

Tuotenumero: **MD171475**

Pakkausko 10 x 50 kpl



Orbis Green Flosser twin

Hammaslankain

Orbis Green -hammaslankaimen varressa on käytetty uusiutuvaa materiaalia: 40 % siitä on maissitärkkelystä. Nylonlangat. Flosser puhdistaa erittäin hyvin ns. tuplalangan ansiosta. Hammastikku lankaimen toisessa päässä.

Tuotenumero: **MD171876**

Pakkausko 12 x 50 kpl



Orbis Green -suojapussi kuvantamislevyille

Koko 0: 2x3 cm Lapset	R201427	1 x 100 kpl
Koko 1: 2x4 cm Nuoret	R201429	1 x 100 kpl
Koko 2: 3x4 cm Aikuiset	R201430	1 x 300 kpl
Koko 3: 2,7x5,4 cm Bitewing	R201435	1 x 100 kpl

Luontoystävälliset vaihtoehdot vastaanotollesi



PROFYLAKSIA- JA KOTIHOITOTUOTTEET



Suuhuhteet

Suuvesi, vetyperoksidi

Orbis Oral Pre Rinse on suuhuuhde, joka on tarkoitettu käytettäväksi ennen intraoraalista hammashoitoa. Sisältää 1,5 % vetyperoksidiä, jonka hapettava vaikutus liuottaa värjäymiä sekä vähentää suuontelon bakteerien määrää. Avaamaton pakkaus säilytetään jääkaapissa. Tuote säilyy avattuna huoneenlämmössä kuukauden.

Pre Rinse	M121257	1 x 500 ml
-----------	----------------	------------



Suuvesi, klooriheksidiini

Orbis klooriheksidiinisuuvesi sisältää 0,12 % klooriheksidiiniglukonaattia sekä 0,05 % fluoria. Purskutellaan n. 20-30 sekuntia.

Kanisteri	MD123152	1 x 5 L
Annostelupumppu	MD123153	1 x 1 kpl



Puhdistusjauheet jauhepuhdistimeen

Classic

Natriumbikarbonaattia. Partikkelikoko 40 µm.

Mustaherukka	MD117036	1 x 300 g
Cherry	MD117037	1 x 300 g
Lemon	72179	1 x 300 g
Mint	MD117038	1 x 300 g

Soft supragingival

Glysiinipohjainen jauhe supragingivaaliseen käyttöön. Neutraalin makuinen. Raekoko n. 65 µm.

Soft Neutral	MD169945	1 x 200 g
--------------	-----------------	-----------

Perio supragingival + subgingival

Glysiinipohjainen jauhe supra- ja subgingivaaliseen käyttöön. Neutraalin makuinen. Raekoko n. 25 µm.

Perio, Neutral	MD169946	1 x 100 g
----------------	-----------------	-----------



Puhdistuspastat

Puhdistuspastat

Mintunmakuinen puhdistuspasta sisältää 2000 ppm fluoria.

Keltainen RDA 40 erittäin hieno	MD147775	1 x 95 g
Punainen RDA 120 hienojakoinen	MD147776	1 x 95 g
Vihreä RDA 170 keskikarkea	MD147777	1 x 95 g
Sininen RDA 250 karkea	MD147778	1 x 95 g

Vario polish

Mintunmakuinen puhdistuspasta. 2000 ppm fluoria. Partikkelit muuttavat kokoaan käytön aikana eli sama pasta toimii puhdistukseen ja kiillotukseen.

Vario polish	MD147779	1 x 95 g
--------------	-----------------	----------



Puhdistuskupit- ja harjat

Puhdistuskupit

Lateksiton. Kierrossuositus 8000-10 000 rpm.

Puhdistuskuppi W	67507	1 x 50 kpl
Puhdistuskuppi ruuvattava	67509	1 x 50 kpl
Puhdistuskuppi Snap On	67508	1 x 50 kpl
Puhdistuskuppi petite web soft lila ruuvattava	MD123768	1 x 144 kpl
Puhdistuskuppi petite web hard blue ruuvattava	MD123769	1 x 144 kpl

Puhdistusharjat

Kulmakappalekiinnitys. Kierrossuositus 8000-10 000 rpm. Kertakäyttöinen.

Luonnonharjaksinen tasapäinen W	67505	1 x 50 kpl
Nylonharjaksinen tasapäinen valkoinen W	67503	1 x 50 kpl





CE 0482 MD

Sormikuppi

Sormikuppi puhdistuspastalle.

Sormus ovaali **MD170122** 1 x 200 kpl

Fluorilakat

Fluoride varnish

Mintunmakuinen 5 % fluoria sisältävä hampaanvärinen lakka hampaan desensitointiin kiille- ja dentiinipinnoille. Lakka tarttuu kosteille pinnoille ja on sylkeä sekä kosteutta sietävä. Ksylimolia 1–2 %. Sisältää kolofonia.

Tuubi **MD149994** 1 x 10 ml

Hammaslangat ja -lankaimet

Hammaslanka

Ekstraleveä vahattu hammaslanka purkissa. Pituus 100 m. Tukkupakkauksessa on 12 hammaslankapakkausta.

Extra Wide dental tape **M125966** 1 x 100 m

Hammaslankain

Orbis Green -hammaslankaimen varressa on käytetty uusiutuvaa materiaalia: 40 % siitä on maissitärkkelystä. Nylonlangat. Flosser puhdistaa erittäin hyvin ns. tuplalangan ansiosta. Hammastikku lankaimen toisessa päässä.

Green Flosser twin **MD171876** 12 x 50 kpl

Hammastikut

Silikoniväliharja hammasvälien puhdistukseen. Tikun toista päätä voidaan käyttää hammastikkuna. Koko regular. Myyntipakkauksessa 12 x 20 tikkua matkakotelossa.

Pehmeä Regular **MD166536** 12 x 20 kpl

Hammasväliharjat

Orbis-väliharjat ovat joustavia ja kestäviä. Ne soveltuvat hammasvälien, implanttien ja ortodontisten kojeiden puhdistukseen. Pakkauksessa 8 väliharjaa ja 1 hylsy, jota voidaan käyttää jatkovartena ja suojakorkkina.

0,45 oranssi	MD166529	10 x 8 kpl
0,4 pinkki	MD166528	10 x 8 kpl
0,5 punainen	MD166530	10 x 8 kpl
0,6 sininen	MD166531	10 x 8 kpl
0,7 keltainen	MD166532	10 x 8 kpl
0,8 vihreä	MD166533	10 x 8 kpl



Hammasharjat

Orbis Green aikuisten hammasharja

Hammasharja bambuvarrella ja nylonharjaksilla. Pakkauksessa 20 kpl harjoja neljässä eri värissä.

Green hammasharja aikuisten **MD171671** 1 x 20 kpl

Hammasharjat

Neljän värin väriajitelma (pinkki, lila, vihreä ja sininen). Hammasharjoissa on pehmeät harjaukset sekä kärkiosa, jolla ulottuu myös vaikeasti harjattaviin paikkoihin.

Vauva 0-3 v **MD166525** 1 x 100 kpl

Lasten 3-6 v **MD166526** 1 x 100 kpl

Junior 7-10 v **MD166527** 1 x 100 kpl

Aikuisten **MD166524** 1 x 100 kpl

Proteesihammasharja

Proteesihammasharja **MD123770** 1 x 1 kpl





Tilaa Orbis-valkaisuesitteet
vastaanotollesi tarveainemyynnistä
020 368 680 tai
myynti@plandent.com

Nopea, turvallinen ja edullinen hampaiden valkaisu

Kotivalkaisut
päivä- ja
yökäyttöön!



Orbis White

**Orbis White -valkaisugeeli
16 % karbamidiperoksidi**

**Orbis White -valkaisugeeli
6 % vetyperoksidi**

Mintunmakuinen geeli, joka sisältää kaliumnitraattia jälkivihlonnan ehkäisemiseksi. Pakkaus sisältää uudelleensuljettavat ruiskut (4 x 3 ml) sekä valkaisuusikat ja säilytyskotelon.

White valkaisugeeli 16 % karbamidiperoksidi	MD124402	4 x 3 ml
White valkaisugeeli 6 % vetyperoksidi	MD124401	4 x 3 ml

ORBIS

INSTRUMENTIT

CE MD



Käsi-instrumentit

Kyretit ja sirpit

Orbis-instrumentit vihreällä silikonivarrella. Pakkauksessa on värikoodausrenkaat instrumentin tunnistuksen helpottamiseksi. Kärjen mallinumero on laseroitu instrumentin varteen.

HK Kyretti Gracey PD 211-212 vihreä **M123770** 1 x 1 kpl

HK kyretti Gracey PD 213-214 vihreä **M123771** 1 x 1 kpl

Sirppi mikro PD 301-302 vihreä **M123767** 1 x 1 kpl

Sirppi mini PD 311-312 vihreä **M123768** 1 x 1 kpl

Sondi

Koetin PD 5-9 vihreä **M123766** 1 x 1 kpl

Suupeilinvarsi

Suupeilinvarsi PD 25 vihreä **M123765** 1 x 1 kpl

Suupeili, suurentava

Suurentava suupeili, ø 22 mm. Kiristä suupeili instrumentivarteen pitämällä kiinni suupeiliosan varresta. Vääntäminen peiliosasta voi aiheuttaa peilin vääntymisen väärään asentoon tai sen irtoamisen.

nro 4 suurentava **16640** 1 x 12 kpl

Suupeili, standard

Standardi suupeili nro 4, ø 22 mm. Kiristä suupeili instrumentivarteen pitämällä kiinni suupeiliosan varresta. Vääntäminen peiliosasta voi aiheuttaa peilin vääntymisen väärään asentoon tai sen irtoamisen.

Standard nro 4 **61267** 1 x 12 kpl

Tasopeilit

Rodinoitu tasopeili, joka on ns. heijastamaton, eli ei tee peiliin kaksoiskuvaa kohteesta.

Rhodium tasopeili nro 4 ø 22 mm **61268** 1 x 12 kpl

Rhodium tasopeili nro 6 ø 26 mm **61269** 1 x 12 kpl

CE MD

CE MD



CE MD





CE MD **Atulat**

Atulat College pitkä kärkiosa **72023** 1 x 1 kpl



Atulat College lyhyt kärkiosa **56025** 1 x 1 kpl



CE MD **Ekskavaattori**

Koverrin pallo PD 63-64 vihreä **M123772** 1 x 1 kpl



CE MD **Paikkaukseen**

Täppäin etuhammas PD 43-47 vihreä **M123774** 1 x 1 kpl



Täppäin takahammas PD 48-702 vihreä **M123775** 1 x 1 kpl



Yhdistelmämuovilaastain PD 446-447 vihreä **M123776** 1 x 1 kpl



Täppäin pallo PD 471-473 1,5-2,5 mm vihreä **M123773** 1 x 1 kpl



Amalgamivuollin Nyström III PD 76-77 vihreä **M123777** 1 x 1 kpl

Spaattelit

CE MD Metallinen laastain.



Kapea 5 mm **72113** 1 x 1 kpl



Keskikoko 6mm **72114** 1 x 1 kpl



Leveä 7 mm **72115** 1 x 1 kpl

Purennanrekiströintiin

Purentafolioatulat

Purentafolioatulat, suorat varret. Materiaali ruostumatonta terästä. Leuan pituus 7 cm, rihlattu osa 4 cm. Rihlattu osa takaa purentapaperin pysyvyyden hyvin.



CE MD Purentafolioatula suora **56024** 1 x 1 kpl

CE MD **Käsi-instrumentit Plus-varrella**

Kyretit ja sirpit

Orbis Plus on silikonivartinen ergonomisesti muotoiltu käsi-instrumentti. Varsi on värikoodattu, ja kärjen mallinnumero on laseroitu instrumentin varteen.



Gracey 11-12 PDO 211-212 oranssi **M123787** 1 x 1 kpl



Gracey 13-14 PDO 213-214 sininen **M123789** 1 x 1 kpl



Gracey 9-10 PDO 209-210 punainen **M123786** 1 x 1 kpl



Gracey Mini 11-12 PDO 211-212M oranssi **M123788** 1 x 1 kpl



Gracey Mini 13-14 PDO 213-214M sininen **M123790** 1 x 1 kpl



Sirppi mikro PDO 301-302 harmaa **M123782** 1 x 1 kpl



Sirppi mini PDO 311-312 punainen **M123783** 1 x 1 kpl



Syntette Mini PDO 215-216M keltainen **M123785** 1 x 1 kpl



Syntette PDO 215-216 keltainen **M123784** 1 x 1 kpl



Sondi-ientaskumitta

Koetin-ientaskumitta PDO 23-520B sininen **M123780** 1 x 1 kpl



Ientaskumitta

Ientaskumitta WHO PDO 550B sininen **M123781** 1 x 1 kpl



Sondi

Koetin PDO 5-8 harmaa **M123779** 1 x 1 kpl



Suupeilinversi

Suupeilinversi PDO 25 sininen **M123778** 1 x 1 kpl



Ekskavaattorit

Koverrin pallo 1,0 mm PDO 61-62 punainen **M123791** 1 x 1 kpl



Koverrin pallo 1,5 mm PDO 63-64 punainen **M123792** 1 x 1 kpl



Koverrin pallo 2,0 mm PDO 65-66 punainen **M123793** 1 x 1 kpl



CE MD

Täppäimet

Täppäin etuhammas PDO 43-47 vihreä	M123797	1 x 1 kpl
Täppäin takahammas PDO 48-702 keltainen	M123798	1 x 1 kpl
Täppäin takahammas 1,5-2,5 mm PDO 702-703 harmaa	M123795	1 x 1 kpl
Täppäin pallo PDO 471-473 oranssi	M123796	1 x 1 kpl
Täppäin lieriö 1,2-2,0 mm PDO 350-380 punainen	M123794	1 x 1 kpl

Yhdistelmämuovilaastain

Yhdistelmämuovilaastain PDO 444-445 oranssi	M123799	1 x 1 kpl
---	----------------	-----------

Karverit

Amalgaamivuollin Nyström I PDO 74-75 s	M123800	1 x 1 kpl
Amalgaamivuollin Nyström III PDO 76-77 vihreä	M123801	1 x 1 kpl

Kirurgiset instrumentit

Leikkausveitsen varsi

Metallinen.

Leikkausveitsenvarsi	56537	1 x 1 kpl
----------------------	--------------	-----------

Neulankuljettimet

Kovametallinen teräosa.

Mathieu TC 14 cm	72120	1 x 1 kpl
Mathieu TC 17 cm	72121	1 x 1 kpl



CE MD



CE MD

Poistopihdit

Yläleuan poistopihdit

Poistoinstrumentti, jossa ristiinrihlatut kärjen sisäosat.

Yläetuhammas 1	MD117260	1 x 1 kpl
Yläpremolaari 7	MD117261	1 x 1 kpl
Ylämolaari oikea 17	MD117263	1 x 1 kpl
Ylämolaari vasen 18	MD117264	1 x 1 kpl
Yläjuuri 51A	MD117267	1 x 1 kpl
Yläviisaus 67A	MD117268	1 x 1 kpl

Alaleuan poistopihdit

Poistoinstrumentti, jossa ristiinrihlatut kärjen sisäosat.

Alapremolaari 13	MD117262	1 x 1 kpl
Alamolaari 22	MD117265	1 x 1 kpl
Alaviisaus 79	MD117269	1 x 1 kpl
Alajuuri 33A	MD117266	1 x 1 kpl



CE MD



CE MD

Kruunusakset

Toisessa terässä sahalaita.

Käyrät, terävät kärjet 11,5 cm	56051	1 x 1 kpl
Suorat, terävät kärjet 11,5 cm	56532	1 x 1 kpl

Suonipuristimet

Karhennetut kärjet.

Taivutetut, Mosquito 13 cm	56053	1 x 1 kpl
Suorat, Mosquito 13 cm	56541	1 x 1 kpl

Tarjottimet

Terästarjotin

Lovetut kulmat.

28 x 18 cm	12099	1 x 1 kpl
18 x 14 cm	13903	1 x 1 kpl

Terästarjotin ja kansi

Koko 28 x 18 cm.

Tarjottimen kansi perforoitu	72248	1 x 1 kpl
Tarjotin perforoitu	72250	1 x 1 kpl
Tarjotin umpinainen	72249	1 x 1 kpl



Sakset

Käyrät, terävät kärjet 11 cm	MD117125	1 x 1 kpl
Suorat, terävät kärjet 11 cm	MD117124	1 x 1 kpl

lensakset

Goldman-Fox



Kärjistä kavennetut. Molemmissa terissä sahalaita.

Terävät kärjet 13 cm	72069	1 x 1 kpl
----------------------	--------------	-----------

CE MD



CE MD



CE MD



CE MD

Vivut

Vipu 1601 S 2 mm	72025	1 x 1 kpl
Vipu 1602 M 3 mm	72026	1 x 1 kpl
Vipu 1603 L 4 mm	72027	1 x 1 kpl

CE MD



Aluminitarjotin, perforoitu

Koko 28 x 18 cm.

Sininen	72238	1 x 1 kpl
Keltainen	72236	1 x 1 kpl
Punainen	72237	1 x 1 kpl
Vihreä	72239	1 x 1 kpl
Hopea	72235	1 x 1 kpl

Aluminitarjotin, umpinainen

Koko 28 x 18 cm.

Sininen	72241	1 x 1 kpl
Keltainen	72234	1 x 1 kpl
Vihreä	72242	1 x 1 kpl
Punainen	72240	1 x 1 kpl
Hopea	72233	1 x 1 kpl

Alumiinikansi

Koko 28 x 18 cm.

Tarjottimen kansi alumiinia	72245	1 x 1 kpl
Tarjottimen kansi perforoitu	72246	1 x 1 kpl

Instrumenttitelineet

Teräs 16 instrumentille	72244	1 x 1 kpl
Alumiini 11 instrumentille	72243	1 x 1 kpl

Instrumenttikasetti

Teräksinen instrumenttikasetti. Instrumentit saa lukittua tarjottimeen kiinni aisalla. Helppo käsitellä välinehuoltokierrossa kokonaisena settinä. Verkkomainen pohja takaa hyvän puhdistuvuuden desinfektorissa.

iso 28 x 18,5 x 3,2 cm	M124426	1 x 1 kpl
pieni 18,5 x 18,5 x 3,2 cm	M124427	1 x 1 kpl
Instrumenttikasetin aisa/lukitusosa	M124428	1 x 1 kpl

TEKNISET MATERIAALIT JA TARVIKKEET

Kipsit

Artikulationsgips valkoinen

Synteettinen kipsi, luokka 2. Mallien kipsaukseen artikulaattoriin, oikomistöihin, esimalleihin ja sokkelikipsiksi.

- Sekoitussuhde: 100 g : 30 ml
- Työskentelyaika: 2 min
- Kovettumisaika: 4 min
- Kovettumislaajentuma: 0,04 % (2 h jälkeen)
- Puristuslujuus: 20 MPa (1 h jälkeen), 30 MPa (kuivana)

Artikulationsgips kipsi valkoinen **55284** 1 x 20 kg



Alabastergips N valkoinen

Alabasterikipsi, luokka 2. Työmallien kipsaukseen artikulaattoriin sekä esi- ja korjausmalleihin.

- Sekoitussuhde: 100 g : 50 ml
- Työskentelyaika: 5–6 min
- Kovettumisaika: 10–12 min
- Kovettumislaajentuma: 0,18 % (2 h jälkeen)
- Puristuslujuus: 12 MPa (1 h jälkeen), 17 MPa (kuivana)

Alabastergips kipsi valkoinen **55282** 1 x 25 kg



Medanit N sininen tai Medanit N valkoinen

Luonnon kovakipsi, luokka 3. Työ-, vastapurenta- ja tarkastelumalleihin sekä korjaus- ja pohjausmalleihin.

- Sekoitussuhde: 100 g : 30 ml
- Työskentelyaika: 5–6 min
- Kovettumisaika: 10–12 min
- Kovettumislaajentuma: 0,14 % (2 h jälkeen)
- Puristuslujuus: 24 MPa (1 h jälkeen), 50 MPa (kuivana)

Medanit N kovakipsi sininen **55280** 1 x 25 kg

Medanit N kovakipsi valkoinen **55535** 1 x 25 kg



Medanit S supervalkoinen

Synteettinen kovakipsi, luokka 3. Työ-, vastapurenta- ja tarkastelumalleihin sekä korjaus- ja pohjausmalleihin.

Sekoitussuhde: 100 g : 30 ml

Työskentelyaika: 5–6 min

Kovettumisaika: 10–12 min

Kovettumislaajentuma: 0,14 % (2 h jälkeen)

Puristuslujuus: 40 MPa (1 h jälkeen), 60 MPa (kuivana)

Medanit S kovakipsi supervalkoinen **M125537** 1 x 10 kg

Kipsinpoistoaineet

Kipsinpoistoaine

Käyttövalmis liuos kipsin ja kipsipohjaisten valumassajäämien poistamiseen proteeseista, sekoituskupeista, jäljennöslusikoista, artikulaattoreista ja instrumenteista. Voidaan käyttää myös ultraäänipesulaitteessa.

HUOM! Ei soveltu alumiinituotteille. Aine saattaa aiheuttaa värimuutoksia nikkelipinnoitetuille tuotteille.

Kipsinpoistoaine neste käyttövalmis **MD167630** 1 x 2 L



Kipsiveitsi Gritman RS

Kipsiveitsi, jossa kyvetinaukaisija. Materiaali ruostumatonta terästä, kädensija puuta.

16,5 cm **54854** 1 x 1 kpl

Kipsiveitsi 7R RS ST

Kipsiveitsi, jossa lyhyt ja suora terä. Materiaali ruostumatonta terästä, kädensija puuta.

14,5 cm **MD161917** 1 x 1 kpl



Kipsitarvikkeet

Kipsikauhat

Kevytmetallia.

160 g, 21 cm **55309** 1 x 1 kpl

90 g, 18,5 cm **56072** 1 x 1 kpl

Kipsilaastaimet

Ruostumatonta terästä.

17 cm, suora **56531** 1 x 1 kpl

20 cm, S-malliin taivutettu **55252** 1 x 1 kpl



Sekoituskupit

Kipsille ja alginaatille

Joustavasta erikoismuovista valmistettu sekoituskuppi alginaattien ja kipsien sekoittamiseen.

Koko S: Ø11,5 cm x 6 cm(k) 300 ml **56540** 1 x 1 kpl

Koko M: Ø12,5 cm x 8 cm (k) 500 ml **56026** 1 x 1 kpl

Koko L: Ø14 cm x 11 cm (k) 900 ml **56027** 1 x 1 kpl

Akryylille

Elastinen sekoituskuppi akryylin sekoittamiseen. Silikonista, väritön.

Iso 70 ml (L) **55245** 1 x 1 kpl

Keskikoko 30 ml (M) **55246** 1 x 2 kpl

Pieni, 5 ml (S) **55247** 1 x 4 kpl

Okkludaattorit

Okkludaattori

Kertakäyttöinen okkludaattori kipsimallien kipsaukseen. Materiaali muovia.

Vaaleansininen	58665	1 x 25 kpl
----------------	--------------	------------



Puttyt

Tec A85

Puttysilikoni hammaslaboratoriokäyttöön. Käyttöindikaatiot: sapluunat, mallit, korjaukset.

- Väri: sinivioletti
- Työskentelyaika: 1,5 min
- Kovettumisaika: 6–7 min
- Kovuus: Shore A85
- Vain suun ulkopuoliseen käyttöön!

Sanko	R296071	2 x 5 kg
-------	----------------	----------

Putty-silikoni

Puttysilikoni hammaslaboratoriokäyttöön.

- Käyttöindikaatiot: sapluunat, pohjaukset, korjaukset, hampaiden suojaukset kyvetissä.
- Väri: vihreä
- Kovuus: Shore A85
- Vain suun ulkopuoliseen käyttöön!

Sanko	MD166988	1 x 10 kg
-------	-----------------	-----------

Purkki	MD163198	1 x 1.6 kg
--------	-----------------	------------

Pastakovettaja

Teknisen Orbis putty -silikonin (MD163198, MD166988) pastakovettaja. Vain suun ulkopuoliseen käyttöön.

Putty universal pastakovettaja	MD165987	1 x 60 ml
--------------------------------	-----------------	-----------



Purenanrekisteröinti

Occlusionsspray Plus

CE MD

Mikrohieno spaypulveri kontaktikohtien havainnointiin. Tarttuu metalliin, keramiaan, kipsiin ja akryyliin. Soveltuu myös intraoraalikäyttöön. Helposti pestävissä vedellä. Sekoita hyvin ennen käyttöä. CFC-vapaa.

Vihreä	56539	1 x 75 ml
--------	--------------	-----------

Punainen	MD148140	1 x 75 ml
----------	-----------------	-----------




Kipsisokkelin muodostajat

Mallinvalmistukseen

Kipsisokkelin muodostaja kipsimallin siistiin ja nopeaan valmistukseen. Elastista, lujaa ja helppohoitista kumimateriaalia.

Yläleuka, sisämitat 85 x 63 x 17 mm	55256	1 x 1 kpl
-------------------------------------	--------------	-----------

Alaleuka, sisämitat 85 x 63 x 18 mm	55255	1 x 1 kpl
-------------------------------------	--------------	-----------



Tappinastat

Tappinasta

Messinkinen Dowel-tappinasta ositettuihin kipsimalleihin. Nastan halkaisija 3,2 mm.

Koko 2, pituus 22 mm	54861	1 x 100 kpl
----------------------	--------------	-------------

Koko 2 piikillä, pituus 28 mm	52552	1 x 100 kpl
-------------------------------	--------------	-------------

Kipsisahat ja tarvikkeet

Kipsisaha

Kipsisaha ositettujen mallien sahaamiseen. Terän pituus 70 mm.

Pituus 195 mm	MD161976	1 x 1 pakk
---------------	-----------------	------------

Sahanterät

Tyyppi 195 (kipsi) 0,12 x 3 x 70 mm	MD161977	1 x 12 kpl
-------------------------------------	-----------------	------------

Tyyppi 172 (akryyli) 0,25 x 3 x 70 mm	MD161978	1 x 12 kpl
---------------------------------------	-----------------	------------



Liimat

Pikaliima

Ohut pikaliima, joka liimaa kipsin saumattomasti. Käy myös metallille, lasille ja keraameille. Säilytetään viileässä. HUOM! Iho- ja silmäkontaktia vältettävä.

Pullo	55248	1 x 10 ml
-------	--------------	-----------

Valukanavavahat

Valukanavavaha rullassa

Jännitteetön ja elastinen valukanavavahalanka. Kovuus medium. Väri vihreä.

Ø 2,5 mm	56077	1 x 250 g
----------	--------------	-----------

Ø 3,0 mm	56078	1 x 250 g
----------	--------------	-----------

Ø 3,5 mm	56079	1 x 250 g
----------	--------------	-----------

Ø 4,0 mm	56080	1 x 250 g
----------	--------------	-----------

Ø 5,0 mm	52190	1 x 250 g
----------	--------------	-----------



Vahalangat

Pyöreä vahalanka tankoina

Helposti muotoiltava vahalanka yksilöllisten retentioiden vahuksiin. Puhtaasti pois palava. Väri vihreä.

Ø 0,6 mm	54856	1 x 12 g
----------	--------------	----------

Ø 0,8 mm	56081	1 x 25 g
----------	--------------	----------



Rankavaha-aihiot

Reikälevyt

Levyn koko 70 x 70 mm.

Neliskanttiset reiät	56032	1 x 20 kpl
Pyöreät reiät	56033	1 x 20 kpl


Pallonauha

Suora LR	56030	1 x 40 kpl
----------	--------------	------------

Pinneaihiot

Pinneaihiot rankavahauksiin.

Molaaripinne MK	56034	10 x 20 kpl
Premolaaripinne PK 1	56035	10 x 20 kpl



Asettelyvahat

CE MD

Asettelyvaha

Lämmittämisen jälkeen pitkä työskentelyaika. Kovettumisen jälkeen vaha on kova ja muotonsa pitävä. Levyn koko 83 x 186 mm, paksuus 1,5 mm. Pinkki väri.

Keskikova	55097	1 x 500 g
Keskikova	55098	1 x 2,5 kg
Kova (ns. kesävaha)	56055	1 x 500 g

CE MD

Lusikkalevy

Orbi PROtray LC

Helposti muotoiltava, valokovetteinen levy materiaali yksilöllisten jäljen-
nölusikoiden ja kaavion pohjalevyjen valmistamiseen. Voidaan kovettaa
kaikilla valokovettimilla (halogeeni, UV, LED). Vähäinen happi-inhibitioker-
ros, joka voidaan helposti pyyhkiä pois alkoholiin kostutetulla liinalla. Levyn
paksuus 2,3 mm. Pinkki väri.

Valokovetteinen lusikkamateriaali	MD125327	1 x 50 kpl
-----------------------------------	-----------------	------------



Muotoiluinstrumentit

Le Cron

Muotoiluinstrumentti Le Cron vahatöihin. Materiaali ruostumatonta terästä.

16 cm	55942	1 x 1 kpl
-------	--------------	-----------

Zahle

Muotoiluinstrumentti Zahle, jossa toinen pää terävä veitsikärki ja toinen
taivutettu ja puikkomainen. Materiaali ruostumatonta terästä.

12,5 cm	56054	1 x 1 kpl
---------	--------------	-----------

Instrumenttilajitelma

Instrumenttilajitelma laboriotyöskentelyyn. Sisältö: muotoiluinstrumentit
(LeCron ja Zahle), vahaveitset (pieni ja iso), atulat, juotosatulat, terävä- ja kapea-
kärkiset sakset, suonipuristimet (käyrät ja suorat) sekä Iwansson-paksuusmitta.

Lajitelma 10 instrumenttia	56167	1 x 1 pakk
----------------------------	--------------	------------



Eristysaineet

Isolator G

Alkoholipohjainen eristysaine eristämään kipsin kipsistä. Soveltuu myös
kipsin eristämiseen akryylistä. Suihkuta kipsimallille ja anna kuivua. Vältä
lammikoiden muodostamista.

Eristysaine kipsi/kipsi	R296011	1 x 250 ml
-------------------------	----------------	------------

Isolator K

Alginaattipohjainen erityisaine kipsin eristämiseksi akryylistä. Sekoita hy-
vin ennen käyttöä. Levitä ohut, tasainen kerros eristysainetta kipsipinnalle
ja anna kuivua. Mikäli käytät paineilmaa, varmista, ettei eristyskerros irtoa
mallilta.

Eristysaine kipsi/akryyli	R296010	1 x 1000 ml
---------------------------	----------------	-------------

Vahaharjat

Vahaharja

Vahaharja vahauspintojen viimeistelyyn ja kiillottamiseen.

Koko nro 6	55257	1 x 1 kpl
------------	--------------	-----------

Vahaveitset

Fahnenstock

Puinen kädensija.

Pieni 13 cm	MD125729	1 x 1 kpl
Iso 17 cm	MD125730	1 x 1 kpl

Antkoviak

Antkoviak-vahaveitsi, jossa vaihdettava terä. Terän materiaali ruostuma-
tonta terästä.

Vahaveitsi 11,5 cm	56048	1 x 1 kpl
Vaihtoterä	56049	1 x 1 kpl

Ermert

Kaksipäinen vahaveitsi, jonka toisessa päässä kolmikulmainen muotoilukärki.
Materiaali ruostumatonta terästä.

Vahaveitsi Ermert, 13 cm	56050	1 x 1 kpl
--------------------------	--------------	-----------



Valusylinterit

Valusylinterit

Kestävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu valusylinteri. Korkeus 55
mm, seinämän paksuus 1,5 mm.

1 x Ø 30 mm, 60 g	56036	1 x 1 kpl
3 x Ø 48 mm, 180 g	56037	1 x 1 kpl
6 x Ø 65 mm 360 g	56038	1 x 1 kpl



Valukartion muodostajat

Valusylinterin kartionmuodostaja

Metallivahvistettu, kovamuovinen valusylinterin kartionmuodostaja sylinterille.

1 x	56040	1 x 1 kpl
-----	--------------	-----------

Metallivahvistettu, kovamuovinen valusylinterin kartionmuodostaja 3X -sylinterille.

3 x	56041	1 x 1 kpl
-----	--------------	-----------

Metallivahvistettu, kovamuovinen valusylinterin kartionmuodostaja 6X -sylinterille.

6 x	56042	1 x 1 kpl
-----	--------------	-----------

Metallivahvistettu, kovamuovinen universaali valusylinterin kartionmuodostaja 1X-9X -sylinterille.

Universal	56044	1 x 1 kpl
-----------	--------------	-----------



Elektrolyttinesteet

Elektrolyttineste

Neste kobolttikromin elektrolyttiseen kiillottamiseen elektrolyttilaitteissa.

Pullo	55249	1 x 1 L
-------	--------------	---------



Kyvettibyggelit

Kyvettibyggeli

Orbis-kyvettibyggeli, joka voidaan asettaa kyvettien kanssa prääsiin ja kiristää prääsissä, mikä varmistaa tasaisen paineen kyvettissä. Pakkauksessa jakoavain byggeliin kiristämistä varten sekä nostokoukku, jonka avulla byggeli voidaan nostaa kuumasta vedestä. Saatavana kolme kokoa: 1, 1-2 tai 1-3 kyvetille. Byggelitolppien väli 107 mm.

1 kyvetille	MD127986	1 x 1 kpl
1-2 kyvetille	MD127987	1 x 1 kpl
1-3 kyvetille	MD168981	1 x 1 kpl

Messinkinen proteesikyvetti

Lujarakenteinen messinkikyvetti proteesien kyvetoimiseen. Kyvetin sisämitat: 7,2 x 8,4 x 5 cm.

4-osainen kyvetti	56045	1 x 1 kpl
-------------------	--------------	-----------



Kiillotuskärjet tekniselle käsikappaleelle

Musta, kova

Varreton, kova kiillotuskärki kobolttikromin viimeistelyyn ja kiillotukseen. Coarse. Suositeltava työskentelynopeus 6 000 – 12 000 rpm.

C Kärki Ø 6,3 mm, pituus 24 mm	56107	1 x 100 kpl
C Linssi Ø 22,2 mm	56108	1 x 100 kpl
C Kiekkö Ø 22,2 mm	54913	1 x 100 kpl

Vihreä, standardi

Varreton, keskikova kiillotuskärki kobolttikromin ja epäjalojen metallien viimeistelyyn ja kiillotukseen. Medium. Suositeltava työskentelynopeus 6 000 – 12 000 rpm.

M Kärki Ø 6,3 mm, pituus 24 mm	54916	1 x 100 kpl
M Linssi Ø 22,2 mm	56109	1 x 100 kpl
M Kiekkö Ø 22,2 mm	54914	1 x 100 kpl

Sininen, korkeakiilto

Varreton, hieno kiillotuskärki kobolttikromin ja epäjalojen metallien kiillotukseen. Fine. Suositeltava työskentelynopeus 6 000 – 12 000 rpm.

F Kärki Ø 6,3 mm, pituus 24 mm	54917	1 x 100 kpl
F Linssi Ø 22,2 mm	54918	1 x 100 kpl
F Kiekkö Ø 22,2 mm	54915	1 x 100 kpl

Kiillotusharjat

Kiillotusharja metallien, akryyliin ja keraamien kiillotukseen.

Nro 9, Ø 15 mm pehmeä	56047	1 x 25 kpl
Nro 11, Ø 18 mm medium	R296073	1 x 25 kpl

Varreton kiillotusharja

HP-kehränvarteen kiinnitettävä. Ø 19 mm.

Musta kova	R295685	1 x 12 kpl
Valkoinen pehmeä	R295686	1 x 12 kpl

Kiillotusharhat jynssiin

Metallikeskusharjat

Kiillotusharja jynssiin tapahtuvaan kiillotukseen. Harjassa metalli-/muovi-keskus. Harjakset yhdessä rivissä. Harjan halkaisija 49 mm, keskiö 23 mm.

Kova musta	R295988	1 x 1 kpl
Pehmeä valkoinen	R295989	1 x 1 kpl

Kiillotusharjat

Yksirivinen kiillotusharja jynssiin. Harjan halkaisija 44 mm, keskiö 26 mm. Max 2 800 rpm.

1-kras Ø 26/44 mm	R201566	1 x 1 kpl
-------------------	----------------	-----------



Adaptat

Adapta

Adapta-muovikalvo kruunuvahauksiin. Materiaali puhtaasti pois palavaa muovia. Väritön.

Ø 42 mm x 0,6 mm	55244	1 x 100 kpl
------------------	--------------	-------------

Adaptan tilantekijäkalvo

Adaptan lämpömuovattava tilantekijäkalvo kruunutekniikkaan. Väritön.

Ø 42 mm x 0,1 mm	55243	1 x 200 kpl
------------------	--------------	-------------



Hiekkapaperinauhat

Hiekkapaperinauhat

Kangaspohjainen hiekkapaperi. Nauhan leveys 15 mm.

Karkeus 120	57637	1 x 50 m
Karkeus 180	MD170101	1 x 50 m



Muut tuotteet

Juotosatulat

Juotosatulat taivutetuilla kärjillä. Materiaali ruostumatonta terästä. Kädensijat puuta.

16,5 cm	56052	1 x 1 kpl
---------	--------------	-----------

Iwanson-paksuusmitta

Kaksipuolinen paksuusmitta. Materiaali ruostumatonta terästä. Ohuet kärjet, tarkoitettu ensisijaisesti metallin mittaamiseen. Mitta-asteikko mitan molemmilla puolilla. Mittausalue 0–10 mm, jako 0,1 mm.

Paksuusmitta	55253	1 x 1 kpl
--------------	--------------	-----------



Muovipussi

Uudelleen suljettava muovipussi jäljennösten ja mallien kuljettamiseen vastaanoton ja hammaslaboratorion välillä. Pussissa kätevä kengurutasku työtilausläheteille. Materiaali kierrätettävää polyeteeniä. Mitat: 150 x 250 mm, 50 µm.

Muovipussi kengurutaskulla	M125438	1 x 100 kpl
----------------------------	----------------	-------------



Porateline

Tukeva, magneettinen porateline teknisen käsikappaleen poranterille. Korkeus 10 cm, halkaisija 11,5 cm.

Porateline	56046	1 x 1 kpl
------------	--------------	-----------

Kylmäakryylit

Acryl Base Cold

Kylmäpolymeeroituva hammasproteesiakryyli proteesien valmistukseen flow-tekniikalla. Käyttöindikaatiot: koko- ja osaproteesit, rankaproteesin satulat, korjaukset ja pohjaukset. Väritään pinkki.

Jauhe	R299170	1 x 1000 g
Neste	R299175	1 x 500 ml

Acryl Xject Cold

Kylmäpolymeeroituva akryyli erityisesti injektio-tekniikkaa varten, mutta sitä voidaan käsitellä myös kaikilla tavanomaisilla tekniikoilla. Käyttöindikaatiot: kokoproteesit, osaproteesit, korjaukset ja pohjaukset.

Jauhe	R299168	1 x 1000 g
Neste	R299169	1 x 500 ml



UUTUUS

CE 0297 MD

UUTUUS



CE 0297 MD



Kojekotelot

Bite box

Pienet kojekotelot ortodonttisten kojeiden, purentakiskojen ja hammasuojien säilytykseen ja kuljettamiseen. Kojekotelossa on viisi ilmareikää molemmin puolin. Koko 75x65x25 mm. Kiiltäväpintainen. Valitse värilajitelma tai refill. Värilajitelmassa 2 kpl joka väriä.

värilajitelma

2 x vihreä, 2 x sininen, 2 x vaaleanvihreä, 2 x pinkki, 2 x valkoinen **58667** 1 x 10 kpl

refill

vihreä	R299870	1 x 10 kpl
sininen	R299871	1 x 10 kpl
vaaleanvihreä	R299872	1 x 10 kpl
pinkki	R299873	1 x 10 kpl
valkoinen	R299874	1 x 10 kpl



Ortho box

Isot kojekotelot ortodonttisten kojeiden, purentakiskojen, hammasproteesien ja hammasuojien säilytykseen ja kuljettamiseen. Kojekotelossa on kahdeksan ilmareikää molemmin puolin. Koko 80x70x40mm. Mattapintainen. Valitse värilajitelma tai refill. Värilajitelmassa 2 kpl joka väriä.

värilajitelma

2 x vihreä, 2 x sininen, 2 x vaaleanvihreä, 2 x pinkki, 2 x valkoinen **58666** 1 x 10 kpl

refill

vihreä	R299875	1 x 10 kpl
sininen	R299876	1 x 10 kpl
vaaleanvihreä	R299877	1 x 10 kpl
pinkki	R299878	1 x 10 kpl
valkoinen	R299816	1 x 10 kpl



Orbis™-tuotteita jo yli 1000!



Orbis-tuotevalikoima:
plandent.fi/tarvikkeet/orbis



Orbis™-kampanjat
ja -tuoteuutuudet



Plandent in Orbis™-tuotevalikoima:
plandent.fi/tarvikkeet/orbis

Plandent

Plandent Oy
Asentajankatu 6, 00880 Helsinki

myynti@plandent.com
plandent.fi

Vaihde	020 779 5200
Tarveainemyynti	020 368 680
Laboratoriotarvikemyynti	020 347 347
Oikomistarvikemyynti	020 779 5517
Laite- ja kalustemyynti	020 398 398
Huoltotilaukset	020 357 561
Huollon varaosamynti	020 357 560
Digituki	020 779 5333